

Maty silikonowe do tac

Maty silikonowe służą do stabilizacji delikatnych narzędzi podczas sterylizacji, czyszczenia w myjni-dezynfektorze i transportu. Perforacja i specjalne „języki” umożliwiają odpowiednią wentylację i przenikanie czynnika sterylizującego: pary, tlenu etylenu i plazmy VH_2O_2 .


NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.	KOLOR / OPIS
BS.222319	220 x 230	Niebieski
BS.242519	240 x 250	Niebieski
BS.462319	460 x 230	Niebieski
BS.482519	480 x 250	Niebieski
BS.503019	500 x 300	Niebieski
BS.002M	565 x 545	Niebieski
BS.009M	760 x 480	Niebieski



IL.08321	500 x 320	Niebieski
-----------------	-----------	-----------



L.2-2025	197 x 197	Niebieski
L.2-1405	198 x 86	Niebieski
L.2-3215	337 x 210	Niebieski
L.2-1055	445 x 191	Niebieski
L.2-1215	465 x 212	Niebieski
L.2-4005	502 x 236	Niebieski
L.2-6005	536 x 249	Niebieski




matę można dociąć na mniejsze sekcje (10x100 mm)		
IL.08698	1 000 x 245	Różowy



L.SP2313	229 x 127	Różowy
L.SP4622	229 x 222	Różowy
L.SP2719	276 x 194	Różowy

IL.08600	540 x 320	Niebieski grubość 2 mm
-----------------	-----------	---------------------------



struktura plastra miodu		
IL.08601	480 x 250	Niebieski elastyczne obramowanie
IL.08602	238 x 248	Niebieski elastyczne obramowanie