

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE DWUKOLOROWE

Opakowanie transportowe dwukolorowe może być stosowane jako zewnętrzne opakowanie ochronne, szczególnie w przypadku ciężkich zestawów ortopedycznych. Nie zapewnia ono bariery mikrobiologicznej i musi być zawsze stosowane w połączeniu z co najmniej jedną warstwą barierową zgodną z normą EN 868-2.

Opakowanie wytworzone jest z 60 g/m² polipropylenu (PP) typu spunbonded charakteryzującego się dużą wytrzymałością na rozerwanie.

Może być stosowane w sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmowej.

Dzięki unikalnemu dwustronnemu wzornictwu, w kolorze fioletowym i pomarańczowym, opakowanie może służyć do kodowania pakietów kolorami. Posiada wysoki poziom przepuszczalności powietrza, a więc redukuje ryzyko powstania mokrych pakietów (nie ma znaczenia który kolor/stronę arkusza zastosujemy na zewnątrz).



NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPAK. [szt.]
WM.STPO1010	1000 x 1000	120
WM.STPO1012	1000 x 1200	60
WM.STPO1014	1000 x 1400	60
WM.STPO1212	1200 x 1200	60
WM.STPO1215	1200 x 1500	60
WM.STPO1315	1300 x 1500	60
WM.STPO1414	1400 x 1400	40
WM.STPO1515	1500 x 1500	40
WM.STPO1518	1500 x 1800	40

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl