

HCH wózek z pojemnikami do narzędzi chirurgicznych

- blaty zagłębione,
- w wyposażeniu pojemniki z uchwytyami chowanymi oraz pokrywy z uszczelką silikonową (ilość pojemników oraz ich rozmiar zgodnie z tabelą poniżej),
- dolny blat montowany na stałe,
- wymiary użytkowe blatu dolnego 688x308 mm,
- prześwit pomiędzy podłogą a dolnym blatem 160 mm,
- rączka z rurki do prowadzenia wózka na krótszym boku,
- koła o średnicy 100 mm, dwa z blokadą,
- nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego,
- odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki,
- wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie,
- profil konstrukcji min. 25x25, blacha gr. min. 1,2 mm (stal 1.4301)



TYP	WYMIARY ZEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [mm]	WYMIARY WEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [mm]
GN1/1	530x325x200	505x300x200
GN1/3	325x176x200	300x151x200
GN2/3	354x325x200	329x300x200



HCH2100-087BK



HCH2200-087BK



HCH2300-087BK



NR KAT	PRZYKŁADOWE WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	ILOŚĆ POJEMNIKÓW W GÓRNYM BLACIE
GO.HCH2100-087BK	870 x 358 x 850	1 x GN1/3 + 1 wyjmowana, zagłębiona taca
GO.HCH2200-087BK	870 x 358 x 850	1 x GN1/1 + 1 x GN1/3
GO.HCH2300-087BK	870 x 358 x 850	1 x GN2/3 + 2 x GN1/3

W tabeli podano wymiary bez kół odbojowych (długość +30 mm, szerokość +70 mm).

Producent: GORT

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl