

## HCP wózek do przewożenia i magazynowania arkuszy papieru i włóknin

- wózek przeznaczony do przewożenia i magazynowania papieru oraz włóknin sterylizacyjnych,
- docisk papieru wykonany z pręta o  $\varnothing 6$  mm,
- koła o średnicy 125 mm, dwa z blokadą,
- nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego,
- odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki,
- wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie,
- profil konstrukcji min. 25x25,
- stal nierdzewna 1.4301 (AISI304).



NR KAT	PRZYKŁADOWE WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	OPIS
GO.HCP4000-110CK	1100 x 450 x 1000	4 wieszaki

W tabeli podano wymiary bez kół odbojowych.  
Producent: GORT

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)