

INKUBATOR UNIWERSALNY DO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU WSKAŹNIKA BIOLOGICZNEGO



Zaprojektowany do inkubacji i odczytu wskaźników biologicznych.
Jest małych rozmiarów, lekki i łatwy w użyciu.

Nr kat. **N.ITB 80**

▪ DANE TECHNICZNE:

Wyposażony w termometr do łatwej i szybkiej weryfikacji inkubacji.

18 miejscowy. Odczyt po 24 godzinach.

Możliwość nastawienia czasu inkubacji od 0 do 999 godzin.

Zasilanie DC24V. Moc 40 W.

Zakres temperatur RT+5 °C~100 °C.

Dokładność temperatury ± 0.3 °C.

Czas nagrzewania ≤ 6 min (20 °C~56 °C).

Wymiary (D x S x W) 145 x 113 x 110 mm.