

STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!

PIANKOWE OCHRANIACZE DO NARZĘDZI

Ochraniacze z pianki poliuretanowej na narzędzia medyczne przeznaczone do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.

Sterylizacja parą wodną w 132°C przez 4 minuty lub 135°C przez 3 minuty. Maksymalny wydłużony czas sterylizacji to 30 minut w 135°C.

Wyrób medyczny jednorazowego użytku, klasa I (UE) 2017/745.



OCHRANIACZE W FORMIE ROLKI LUB ARKUSZA

Rolki ochronne i arkusze z pianki zostały zaprojektowane do użytku wewnątrz kosza lub tacy. Służą jako warstwa ochronna; zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi instrumentów medycznych z tacą lub koszykiem, w których są przechowywane.



OCHRANIACZE W FORMIE KIESZENI, ORGANIZERÓW

Wielokieszeniowe organizery i kieszenie ochronne zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać kosztownym uszkodzeniom końcówek narzędzi spowodowanych przesuwaniem się podczas przenoszenia i transportu.



Ochraniacze piankowe są **w kolorze niebieskim** – przykładowe zastosowanie organizatorów wielokieszeniowych:



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl

STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!



A



B



C



D



E



F



G

	NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm]	OPAK.
A	L.1001	Kieszzeń z pianki	254 x 76	50 szt.
B	L.1002	Ochraniacz z pianki na końcówki narzędzi	38 x 40 x 25 (wys.)	50 szt.
x	L.1005	Ochraniacz z pianki na 12 narzędzi	533 x 340 x 318 (wys.)	50 szt.
C	L.4600	Rolka ochronna z pianki na narzędzia	2440 x 300	3 szt.
D	L.4800	Arkusz z pianki do ochrony narzędzi	254 x 305	50 szt.
	L.4880	Arkusz z pianki do ochrony narzędzi	508 x 305	25 szt.
E	L.5200	Uniwersalny organizer wielokieszeniowy z paskiem	381 x 280	10 szt.
	L.5500	Uniwersalny organizer wielokieszeniowy	432 x 330	10 szt.
F	L.6200	Kieszzeń z pianki do ochrony endoskopów	508 x 51	50 szt.
	L.6210	Duża kieszzeń z pianki do ochrony narzędzi	178 x 102	50 szt.
	L.6250	Mała pojedyncza kieszzeń z pianki	178 x 51	50 szt.
G	L.6270	Piankowa osłona na przewód światłowodowy	254 x 229	10 szt.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl