

## KOPERTA DEZYPRO

### PROTOKÓŁ DOKUMENTACJI PROCESÓW MYJNI DEZYNFEKTORA

System dokumentacji procesu opiera się na pełnej informacji o parametrach danego cyklu dezynfekcji gromadzonej w jednej kopercie służącej za protokół kontroli procesów myjni dezynfektora.

- Koperta umożliwia zaprotokołowanie min. 18 cykli: 9 lub 10 na pierwszej i 9 na drugiej stronie.
- Nadruki na kopercie:  
Miejsce na przymocowanie wskaźnika odpowiadającego parametrom danego cyklu.  
Miejsce na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia każdego cyklu myjni dezynfektora z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność.
- Opak. 100 szt.

STERIGAT® Protokół dokumentacji procesów myjni dezynfektora DOKUMENTACJA MYCIA I DEZYNFEKCYI

Placówka					Zakres daty		
miejsce	Operator		Osoba odpowiedzialna za zwalnianie wsadu				
maszyna nr							
miejsce na przymocowanie testu zakreśl parametry cyklu >	<b>Cykl nr</b>	wyniki prób (zakreśl właściwe)			decyzja o zwolnieniu		podpis zwalnającego
	Data	wydruk	+	-	tak <i>nie</i>		
	93°C - 10 min	test mycia	+	-			
	90°C - 5 min	test dezynfekcji	+	-			

miejsce na przymocowanie test  
zakreśl parametry cyklu >

miejsce na przymocowanie test  
zakreśl parametry cyklu >

nr kat. **S.DEZYPRO**

STERIGAT® Protokół dokumentacji procesów myjni dezynfektora DOKUMENTACJA MYCIA I DEZYNFEKCYI

Placówka					Zakres daty		
Dział	Operator		Osoba odpowiedzialna za zwalnianie wsadu				
mylnia nr							
miejsce na przymocowanie testu mycia	<b>Cykl nr</b>	wyniki (zakreśl właściwe)			decyzja o zwolnieniu		podpis zwalnającego
	Data	wydruk	+	-	tak <i>nie</i>		
		kontrola procesu mycia	+	-			
		k. czystości narzędz. rurowych	+	-			
		kontrola pozostałości białek	+	-			
miejsce na przymocowanie testu mycia	<b>Cykl nr</b>	wyniki (zakreśl właściwe)			decyzja o zwolnieniu		podpis zwalnającego
	Data	wydruk	+	-	tak <i>nie</i>		
		kontrola procesu mycia	+	-			
		k. czystości narzędz. rurowych	+	-			
		kontrola pozostałości białek	+	-			
<b>Cykl nr</b>	wyniki (zakreśl właściwe)			decyzja o		podpis	

nr kat. **S.DEZYPRO 2**

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl