








Kosze endoskopowe







Kosze endoskopowe z silikonowymi wkładkami chronią endoskopy przed uszkodzeniem w trakcie ich obróbki i magazynowania.





- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304. Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- W komplecie pokrywa z zamknięciem obrotowym.
- Średnica drutu z pętlą 2 mm, średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4040	180 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
		
DJ-4041	290 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop /kosz artroskopowy/
		
DJ-4043	460 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
		
DJ-4045	670 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
DJ-4047	600 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
DJ-4048	700 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
		

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4046	640 x 150 x 77	Kosz na 2 endoskopy /z koszykiem do małych soczewek
		
DJ-4042	290 x 80 x 52	Kosz na 2 endoskopy /kosz artroskopowy/
		
DJ-4044	460 x 80 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4049	290 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4051	460 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4053	460 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4054	310 x 150 x 77	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4066	460 x 225 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4068	580 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4050	290 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4052	460 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4067	460 x 225 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4069	580 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl