

## KOSZYKI Z DROBNEJ SIATKI Z POKRYWĄ



Koszyki stosowane dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4343	40 x 40 x 20
DJ-4344	70 x 70 x 30
DJ-4345	80 x 40 x 20
DJ-4346	80 x 40 x 30
DJ-4347	80 x 80 x 34
DJ-4348	80 x 80 x 40
DJ-4349	90 x 90 x 50
DJ-4352	105 x 70 x 25
DJ-4353	141 x 50 x 40
DJ-4354	150 x 50 x 35
DJ-4350	150 x 110 x 20
DJ-4351	160 x 40 x 20
DJ-4355	180 x 130 x 20
DJ-4356	190 x 85 x 100
DJ-4357	200 x 100 x 35
DJ-4367	200 x 110 x 40
DJ-4359	210 x 170 x 20
DJ-4358	220 x 140 x 50
DJ-4368	225 x 110 x 50
DJ-4369	235 x 120 x 60
DJ-4360	235 x 155 x 40
DJ-4361	240 x 90 x 40
DJ-4362	240 x 120 x 35
DJ-4365	250 x 200 x 20
DJ-4370	270 x 135 x 40
DJ-4363	275 x 175 x 35
DJ-4371	280 x 145 x 50
DJ-4364	280 x 170 x 60
DJ-4366	300 x 180 x 20
DJ-4372	400 x 250 x 50