

MARKERY DO OPISU OPAKOWAŃ STERIMARKERS®

Specjalne markery do trwałego opisu pakietów, odporne na warunki wszystkich rodzajów sterylizacji oraz dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach.

- Szybkoschnące.
- Wodoodporne.
- Odporne na działanie światła i czynniki atmosferyczne.
- Żaroodporne.
- Kwasoodporne.
- nieszkodliwe, o słabej woni.

KOLOR	NR KAT.	GRUBOŚĆ mm
czarny	W.MAR 1B	1,0
czarny	W.MAR 0,75B	0,75
czerwony	W.MAR 0,75R	0,75
niebieski	W.MAR 0,75 BLUE	0,75



Nie należy potrząsać markerami.
Trzymać nasadkę na markerze, gdy nie jest używany.
Napisy należy umieszczać od strony folii bądź na taśmach lub etykietach.