

POJEMNIKI Z NAKŁADANĄ POKRYWĄ PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Uniwersalne, higieniczne pojemniki do transportu artykułów do działu centralnej sterylizacji /brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji do użytkownika.

- Uchwyty zamknięte.
- Składowanie jeden na drugim.
- Można myć w myjni dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.
- Szczelnie przylegająca pokrywa umożliwia bezpieczne transportowanie artykułów zarówno brudnych jak i czystych.



NR KAT.	WYMIARY ZEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	WYMIARY WEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	POJEM NOŚĆ [l]
AR.PP201512 BP	20 x 15 x 12	17 x 12 x 11,5	2
AR.PP302012 BP	30 x 20 x 12	27 x 17 x 11,5	5,3
AR.PP302017 BP	30 x 20 x 17	27 x 17 x 16,5	7,6
AR.PP403007 BP	40 x 30 x 7,5	37 x 27 x 7	6,9
AR.PP403012 BP	40 x 30 x 12	37 x 27 x 11,5	10
AR.PP403017 BP	40 x 30 x 17	37 x 27 x 16,5	15
AR.PP403022 BP	40 x 30 x 22	37 x 27 x 21,5	20
AR.PP403027 BP	40 x 30 x 27	37 x 27 x 26,5	26
AR.PP403032 BP	40 x 30 x 32	37 x 27 x 31,5	30
AR.PP604007 BP	60 x 40 x 7,5	57 x 37 x 7	15
AR.PP604012 BP	60 x 40 x 12	57 x 37 x 11,5	24
AR.PP604017 BP	60 x 40 x 17	57 x 37 x 16,5	35
AR.PP604022 BP	60 x 40 x 22	57 x 37 x 21,5	45
AR.PP604027 BP	60 x 40 x 27	57 x 37 x 26,5	56
AR.PP604032 BP	60 x 40 x 32	57 x 37 x 31,5	66
AR.PP604042 BP	60 x 40 x 42	57 x 37 x 41,5	88
AR.PP806012 BP	80 x 60 x 12	77 x 57 x 10,5	45
AR.PP806022 BP	80 x 60 x 22	76,7 x 56,7 x 20,5	87
AR.PP806032 BP	80 x 60 x 32	77 x 57 x 30,5	130
AR.PP806042 BP	80 x 60 x 42	77 x 57 x 40,5	172

POKRYWA BEZ ZAWIASÓW

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. [cm]
AR.215 POKRYWA	20 x 15
AR.32 POKRYWA	30 x 20
AR.43 POKRYWA	40 x 30
AR.64 POKRYWA	60 x 40
AR.86 POKRYWA	80 x 60