

## POJEMNIKI Z POKRYWĄ NA ZAWIASACH PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Uniwersalne, higieniczne pojemniki do transportu artykułów do działu centralnej sterylizacji /brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji do użytkownika.

- Uchwyty zamknięte.
- Składowanie jeden na drugim.
- Można myć w myjni dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.
- Szczelnie przylegająca pokrywa na zawiasach umożliwia bezpieczne transportowanie artykułów zarówno brudnych jak i czystych.

Opcja:

- z rączkami (kuferkowe)



NR KAT.	WYMIARY ZEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	WYMIARY WEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	POJEMNOŚĆ [l]
AR.PP201512	20 x 15 x 13,5	17 x 12 x 9,7	2
AR.PP302012	30 x 20 x 13,5	27 x 17 x 9,7	4,45
AR.PP302017	30 x 20 x 18,5	27 x 17 x 16,5	7,57
AR.PP403008	40 x 30 x 9,0	37 x 27 x 5,2	5,2
AR.PP403012	40 x 30 x 13,5	37 x 27 x 10,7	10
AR.PP403017	40 x 30 x 18,5	37 x 27 x 14,7	15
AR.PP403022	40 x 30 x 23,5	37 x 27 x 19,7	20
AR.PP403027	40 x 30 x 28,5	37 x 27 x 24,7	26
AR.PP403032	40 x 30 x 33,5	37 x 27 x 29,7	30
AR.PP604008	60 x 40 x 9,0	57 x 37 x 6,3	15
AR.PP604012	60 x 40 x 13,5	57 x 37 x 10,7	24
AR.PP604017	60 x 40 x 18,5	57 x 37 x 15,7	35
AR.PP604022	60 x 40 x 23,5	57 x 37 x 20,7	45
AR.PP604027	60 x 40 x 28,5	57 x 37 x 25,7	56
AR.PP604032	60 x 40 x 33,5	57 x 37 x 30,7	66
AR.PP604042	60 x 40 x 43,5	57 x 37 x 40,7	88
AR.PP806012	80 x 60 x 13,5	77 x 57 x 9,7	45
AR.PP806022	80 x 60 x 23,5	77 x 57 x 19,7	87
AR.PP806032	80 x 60 x 33,5	77 x 57 x 29,7	130
AR.PP806042	80 x 60 x 43,5	77 x 57 x 39,7	172