

W.RS 120A

ZGRZEWARKA ROLKOWA STERIKING®



Zgrzewarka z zaawansowanymi funkcjami sterowania i monitorowania temperatury, szybkości zgrzewania oraz siły docisku.

- Kompaktowa, z automatycznym start/stop.
- Wykonana ze stali nierdzewnej, panele osłonowe malowane na biało.
- Wyposażona w prosty panel sterowania z wielojęzycznym oprogramowaniem i funkcją alarmu w przypadku nieprawidłowych parametrów procesu zgrzewania.

Zapewnia niezawodne działanie przez wiele lat.

DANE TECHNICZNE

Zgodność z ISO 11607-2	x
Zgodność z DIN 58953-7	x
Przyłącze sieciowe (100-120 V i 220-240 V)	x
Sterowana mikroprocesorem	x
Kontrola parametrów procesu	x
Automatyczny start	x
Funkcja stand-by	x
Programowanie wielojęzyczne	x
Tolerancja temperatury	±1 %
Temperatura sterowana mikroprocesorowo	x (funkcja alarmu)
Szerokość zgrzewu	12 mm (2x5 mm)
Prędkość zgrzewania	8,5 mm/min.
Zakres temperatur zgrzewania	100 – 199 °C
Regulowana krawędź zgrzewu	0 - 50 mm
Kasowalny licznik zgrzewów	x
Czujnik prędkości przesuwu	x
Przesuw w dwóch kierunkach	x
Czujnik docisku	x
Pobór mocy	180 W (max. 365 W)
Wymiary	405 x 290 x 160 mm
Waga	12 kg
Gwarancja	24 miesiące
Instrukcja techniczna/serwisowa	x

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl