

Sterylizatory parowe serii HS33 Getinge

Sterylizator parowy Getinge HS33

jest dostępny w dwóch modelach:

HS33 z komorą o pojemności 1 STE

w wersji jednodrzwiowej z drzwiami otwieranymi/zamykanymi ręcznie lub automatycznie lub przelotowej z drzwiami otwieranymi/zamykanymi tylko automatycznie.

HS33+ z komorą o pojemności 1,5 STE

w wersji jednodrzwiowej z drzwiami otwieranymi/zamykanymi ręcznie.

Sterylizator zasilany parą z własnej, wbudowanej, elektrycznej wytwornicy pary. Zawiera programy parowe 134°C i 121°C w tym program szybkiej sterylizacji typu „Flash”. Wyposażony w duży przejrzysty ekran dotykowy 8,4”.

Ma wbudowaną drukarkę z niezależnymi czujnikami ciśnienia i temperatury – może być ona zastąpiona przez urządzenie do przechowywania danych USB. HS33 może być podłączony do komputerowego systemu dokumentacji T-DOC.

System osmozy odwróconej może być wbudowany w sterylizatorze.



Wyposażenie dodatkowe:



Wózek ułatwiający załadunek/rozładunek



Regał ze stali nierdzewnej na kółkach na 18 kaset (290x190x35 mm)



Regał ze stali nierdzewnej z 3 półkami



Stacjonarny aluminiowy regał z trzema poziomami

Model	HS33	HS33+
	Jednodrzwiowy /przelotowy	Jednodrzwiowy /przelotowy
Wymiary zewnętrzne [mm] (szer. x głęb. x wys.)	595 x 880 x 1575	595 x 1250 x 1575
Wymiary komory [mm] (szer. x głęb. x wys.)	320 x 620 x 320	320 x 971 x 320
Pojemność komory [litry]	63 [1STE]	100 [1,5 STE]
Wsad [kg]	narzędzia max. 15 kg tkaniny max. 7,5 kg	