

Suszarka S-363 jest suszarką o dużej pojemności zaprojektowaną do suszenia narzędzi chirurgicznych, wyrobów ze szkła oraz elementów aparatury anestezyjologicznych.

Prosta w obsłudze, suszarka S-363 ma regulowany zakres temperatur 70 – 90 °C oraz czas suszenia 0-95 minut.

Suszarki są dostępne w wersji jednodrzwiowej lub dwudrzwiowej..

Suszarki Getinge 363 E/D i systemy kasetowe stanowią same w sobie najwyższej klasy urządzenia ze względu na bezpieczeństwo i szybkość działania - szczególnie jeżeli chodzi o suszenie węży anestezyjologicznych.

Suszarka wykonana jest całkowicie ze stali nierdzewnej i wymaga zasilania jedynie energią elektryczną.



Model S-363 zaprojektowano do stosowania w Centralnych Sterylizatorniach, przy salach operacyjnych i innych oddziałach, gdzie efektywne suszenie urządzeń i sprzętu ma istotne znaczenie. Połączony zespół myjni wraz z oddzielną suszarką zapewnia podwyższoną wydajność w porównaniu z myjnią z zintegrowanym suszeniem. W tym samym czasie może być przetwarzana dwukrotnie większa ilość przyrządów oraz potrójna ilość węży AN.

System kasetowy opracowany przez Getinge umożliwi umieszczenie mokrych węży po myciu w specjalnych prowadnicach w suszarce.

Getinge dostarcza kompletne rozwiązania do efektywnego i wydajnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji w opiece zdrowotnej i sektorach przemysłu medycznego. Nasze zobowiązanie obejmuje ekspercką poradę, szkolenie i długoterminową pomoc.