



System mocowania narzędzi chirurgicznych

W praktyce szpitalnej coraz częściej mamy doczynienia z delikatnymi narzędziami. Aby zapobiec ich uszkodzeniu w trakcie procesów transportu, czyszczenia i sterylizacji niezbędne jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Do tego celu stosowane mogą być różne rozwiązania. Jednym z nich są specjalne silikonowe uchwyty do mocowania narzędzi. Uchwyty są umieszczone na specjalnej belce przymocowanej do tacy przy pomocy śrubek. Belki o różnych długościach wykonane są ze stali nierdzewnej i pasują do różnego rodzaju tac.

Przykładowe zastosowanie systemu przedstawiono poniżej.




Przykłady rozwiązań silikonowych elementów do mocowania narzędzi przedstawiono obok.

Elementy te wytrzymują temperaturę sterylizacji.



Form A



Form B



Form C



Form D

Kod	Opis	Wymiary (mm)	Opak.	
	System mocowania narzędzi na tacach			
8880335	system mocowania duży zestaw początkowy 320 elementów		1	kpl.
8880337	system mocowania mały zestaw początkowy 70 elementów		1	kpl.
	Elementy systemu	Długość (mm)		
8800360	belka ze stali nierdzewnej 6x6 mm	45	1	szt.
8800305	belka ze stali nierdzewnej 6x6 mm	60	1	szt.
8800304	belka ze stali nierdzewnej 6x6 mm	123	1	szt.
8800359	belka ze stali nierdzewnej 6x6 mm	175	1	szt.
8800303	belka ze stali nierdzewnej 6x6 mm	226	1	szt.
8800358	belka ze stali nierdzewnej 6x6 mm	275	1	szt.
	Akcesoria systemu			
8800334	śruba ze stali nierdzewnej długa	M4x 16	10	szt.
8800350	śruba ze stali nierdzewnej krótka	M4x10	10	szt.
8800351	podkładka ze stali nierdzewnej		25	szt.
8800338	śruba dystansowa M4 x 20 ze stali nierdzewnej		2	szt.
8800339	śruba dystansowa M4 X 40ze stali nierdzewnej		2	szt.
8800335	nakrętka M4 ze stali nierdzewnej		10	szt.
8800336	klucz nasadkowy M4		1	szt.
8800337	klucz imbusowy		1	szt.
8800352	punktak do siatki 3 mm (do poszerzania otworów)		1	szt.
	Silikonowe elementy mocujące narzędzia	Średnica gniazda (mm)		
8800327	silikonowy element mocujący typ A	2	10	szt.
8800328	silikonowy element mocujący typ A	3	10	szt.
8800329	silikonowy element mocujący typ A	4	10	szt.
8800330	silikonowy element mocujący typ A	5	10	szt.
8800331	silikonowy element mocujący typ A	6	10	szt.
8800332	silikonowy element mocujący typ A	8	10	szt.
8800333	silikonowy element mocujący typ A	10	10	szt.
8800320	silikonowy element mocujący typ B	2	10	szt.
8800321	silikonowy element mocujący typ B	3	10	szt.
8800322	silikonowy element mocujący typ B	4	10	szt.
8800323	silikonowy element mocujący typ B	5	10	szt.
8800324	silikonowy element mocujący typ B	6	10	szt.
8800325	silikonowy element mocujący typ B	8	10	szt.
8800326	silikonowy element mocujący typ B	10	10	szt.
8800306	silikonowy element mocujący typ C	2	10	szt.
8800307	silikonowy element mocujący typ C	3	10	szt.
8800308	silikonowy element mocujący typ C	4	10	szt.
8800309	silikonowy element mocujący typ C	5	10	szt.
8800310	silikonowy element mocujący typ C	6	10	szt.
8800311	silikonowy element mocujący typ C	8	10	szt.
8800312	silikonowy element mocujący typ C	10	10	szt.
8800313	silikonowy element mocujący typ D	2	10	szt.
8800314	silikonowy element mocujący typ D	3	10	szt.
8800315	silikonowy element mocujący typ D	4	10	szt.
8800316	silikonowy element mocujący typ D	5	10	szt.
8800317	silikonowy element mocujący typ D	6	10	szt.
8800318	silikonowy element mocujący typ D	8	10	szt.
8800319	silikonowy element mocujący typ D	10	10	szt.