




Tace sterylizacyjne – perforowany bok – płaskie dno

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego 5 mm.
- Dno ze zgrzanej siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne jest obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee



NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4545	120 x 250 x 50	DJ-4561	540 x 250 x 50
DJ-4546	120 x 250 x 60	DJ-4562	540 x 250 x 60
DJ-4547	120 x 250 x 70	DJ-4563	540 x 250 x 70
DJ-4548	120 x 250 x 100	DJ-4564	540 x 250 x 100
DJ-4549	240 x 250 x 50	DJ-4565	480 x 360 x 50
DJ-4550	240 x 250 x 60	DJ-4566	480 x 360 x 60
DJ-4551	240 x 250 x 70	DJ-4567	480 x 360 x 70
DJ-4552	240 x 250 x 100	DJ-4568	480 x 360 x 100
DJ-4553	405 x 250 x 50	DJ-4569	480 x 480 x 50
DJ-4554	405 x 250 x 60	DJ-4570	480 x 480 x 60
DJ-4555	405 x 250 x 70	DJ-4571	480 x 480 x 70
DJ-4556	405 x 250 x 100	DJ-4572	480 x 480 x 100
DJ-4557	480 x 250 x 50	DJ-SPEC-2-220	270 x 220 x 60 *)
DJ-4558	480 x 250 x 60	DJ-SPEC-2-270	270 x 200 x 60 *)
DJ-4559	480 x 250 x 70	DJ-SPEC-2	300 x 200 x 60 *)
DJ-4560	480 x 250 x 100		



Pokrywa – podwójna rama z zamknięciem obrotowym

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.
DJ-4582	120 x 250
DJ-4583	240 x 250
DJ-4584	405 x 250
DJ-4585	480 x 250
DJ-4586	540 x 250
DJ-4587	480 x 360
DJ-4588	480 x 480

Pokrywa – pojedyncza rama z zamknięciem obrotowym

DJ-SPEC-LID-2	270 x 200 *)
---------------	--------------



*) do wyczerpania zapasów