

## Tace sterylizacyjne z siatki drucianej

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 4,5 mm, średnica drutu 1 mm.
- Możliwe jest składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee



NR KAT. WYMIARY [mm]  
dł. x szer. x wys.

DJ-4401 105 x 240 x 30  
DJ-4402 105 x 240 x 50  
DJ-4403 105 x 240 x 60  
DJ-4404 105 x 240 x 70  
DJ-4405 105 x 240 x 100

DJ-4406 240 x 240 x 30  
DJ-4407 240 x 240 x 50  
DJ-4408 240 x 240 x 60  
DJ-4409 240 x 240 x 70  
DJ-4410 240 x 240 x 100

DJ-4411 240 x 250 x 30  
DJ-4412 240 x 250 x 50  
DJ-4413 240 x 250 x 60  
DJ-4414 240 x 250 x 70  
DJ-4415 240 x 250 x 100

DJ-4416 250 x 250 x 30  
DJ-4417 250 x 250 x 50  
DJ-4418 250 x 250 x 60  
DJ-4419 250 x 250 x 70  
DJ-4420 250 x 250 x 100

DJ-4421 405 x 250 x 30  
DJ-4422 405 x 250 x 50  
DJ-4423 405 x 250 x 60  
DJ-4424 405 x 250 x 70  
DJ-4425 405 x 250 x 100



NR KAT. WYMIARY [mm]  
dł. x szer. x wys.

DJ-4426 480 x 240 x 30  
DJ-4427 480 x 240 x 50  
DJ-4428 480 x 240 x 60  
DJ-4429 480 x 240 x 70  
DJ-4430 480 x 240 x 100

DJ-4431 480 x 250 x 30  
DJ-4432 480 x 250 x 50  
DJ-4433 480 x 250 x 60  
DJ-4434 480 x 250 x 70  
DJ-4435 480 x 250 x 100

DJ-4436 480 x 480 x 30  
DJ-4437 480 x 480 x 50  
DJ-4438 480 x 480 x 60  
DJ-4439 480 x 480 x 70  
DJ-4440 480 x 480 x 100

DJ-4441 540 x 250 x 30  
DJ-4442 540 x 250 x 50  
DJ-4443 540 x 250 x 60  
DJ-4444 540 x 250 x 70  
DJ-4445 540 x 250 x 100



### Pokrywy z zamknięciem obrotowym

WYMIARY [mm] dł. x szer.	Pojedyncza rama	Podwójna rama	Rama z wycięciem
105 x 240	DJ-4455	DJ-4455D	DJ-4455DT
240 x 240	DJ-4456	DJ-4456D	DJ-4456DT
240 x 250	DJ-4457	DJ-4457D	DJ-4457DT
250 x 250	DJ-4458	DJ-4458D	DJ-4458DT
405 x 250	DJ-4459	DJ-4459D	DJ-4459DT
480 x 240	DJ-4460	DJ-4460D	DJ-4460DT
480 x 250	DJ-4461	DJ-4461D	DJ-4461DT
480 x 480	DJ-4462	DJ-4462D	DJ-4462DT
540 x 250	DJ-4463	DJ-4463D	DJ-4463DT

