

Tace sterylizacyjne SPRI


- Elektropolowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 3,5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 6 mm, średnica drutu 1,5 mm.
- Możliwe jest składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-5000	250 x 170 x 70
DJ-5001	340 x 250 x 70
DJ-5002	450 x 340 x 70

Pokrywy do tac - zamknięcie na zacisk

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.
DJ-5003	250 x 170
DJ-5004	340 x 250
DJ-5005	450 x 340



Taca sterylizacyjna z pokrywką

Taca narzędziowa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej elektropolowanej.

Z nakładaną pokrywką.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4853	300 x 200 x 50 *)

*) do wyczerpania zapasów



Kaseta na narzędzia stomatologiczne

Kaseta ze sprężynowym uchwytem na narzędzia stomatologiczne, z pokrywą z zamknięciem obrotowym.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Każde narzędzie niezależnie czy jest grube czy cienkie jest indywidualnie mocowane za pomocą sprężyn.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4244	203 x 140 x 38

