

## TOREBKI PAPIEROWE STERIKING®

Torebki do sterylizacji przedmiotów małej objętości w standardowych i wydłużonych cyklach procesu. Produkowane są z białego papieru medycznego 60 g/m<sup>2</sup> zgodnego z EN 868-3, mają nadrukowany wskaźnik sterylizacji parowej zmieniający barwę po procesie z różowej na brązową. Porowaty papier umożliwia skuteczne wniknięcie czynnika sterylizującego w głąb pakietu, włókna miazgi absorbują nadmiar wilgoci. Torebki nie zawierają lateksu.

Część torebki przeznaczona do zgrzania jest pokryta klejem termozgrzewalnym w formie niebieskich pasków ułatwiających zamykanie. Zalecana temperatura zgrzewania końcowego ok. 180 °C. Po sterylizacji, torebki otwieramy odcinając zgrzew czystymi nożyczkami.

Torebki papierowe można również używać do odseparowania drobnych przedmiotów od pozostałych ułożonych na tacy narzędziowej lub w kontenerze sterylizacyjnym – w takim przypadku mogą pozostać otwarte lub zamknięte.

Torebki papierowe wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019 i EN 868-4:2017.

**PRZECHOWYWANIE:** Zaleca się przechowywanie torebek STERIKING® w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach transportowych w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednimi działaniami światła słonecznego i wilgoci.



WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
90 x 50 x 125	W.PB 1	1 000
110 x 30 x 190	W.PB 2	1 000
125 x 50 x 250	W.PB 3	1 000
140 x 75 x 250	W.PB 4	500
140 x 50 x 330	W.PB 5	500
165 x 50 x 380	W.PB 6	500
180 x 95 x 380	W.PB 7	500
190 x 65 x 330	W.PB 8	500
250 x 100 x 380	W.PB 9	500
300 x 75 x 530	W.PB 10	250
380 x 125 x 610	W.PB 12	250