

## TOREBKI WŁÓKNINOWO-FOLIOWE STERIKING® SNW TEX-LINE

Torebki Steriking®SNW TEX-Line produkowane są z 9-warstwowej elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie (również po sterylizacji) folii Multi-X9 firmy Wipak oraz z włókniny niebieskiej NWB o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Wielowarstwowa folia stosowana w torebkach jest przezroczysta, wolna od rozwarstwień i porów. Na torebkach wszystkie napisy i testy sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, formaldehydowej umieszczone są poza strefą pakowania. Kierunek otwarcia opakowań oznaczony jest w sposób jednoznaczny. Wielokrotny zgrzew z przebarwieniem pozwalającym ocenić jego jakość jest mocny na tyle, aby wytrzymać niekorzystne warunki podczas sterylizacji i jednocześnie pozwalać na czyste i bezpyłowe otwieranie opakowania po sterylizacji. Zalecana temperatura zgrzewania 150 – 180 °C.



Torebki włókninowo-foliowe oferują lepsze korzyści niż typowe opakowania papierowo-foliowe i opakowania arkuszowe:

- Mocniejszy zgrzew i wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z torebkami papierowo-foliowymi.
- Zwiększona porowatość dla efektywnego przenikania pary lub gazu.
- Lepsze właściwości bariery mikrobiologicznej w porównaniu do opakowań arkuszowych.
- Idealne do użytku w przypadku ciężkich przedmiotów i zestawów.

Torebki Steriking®SNW TEX-Line wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych ISO 11607-1, ISO 11607-2 i EN 868-5.

**PRZECHOWYWANIE:** Zaleca się przechowywanie torebek STERIKING® w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach transportowych w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wilgoci.

| WYMIARY<br>mm | NR KAT.                    | OPAK.<br>szt. |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 205 x 400     | <a href="#">W.SNW 2040</a> | 500           |
| 270 x 440     | <a href="#">W.SNW 2744</a> | 500           |
| 320 x 500     | <a href="#">W.SNW 3250</a> | 500           |
| 420 x 600     | <a href="#">W.SNW 4260</a> | 300           |
| 500 x 650     | <a href="#">W.SNW 5065</a> | 200           |
| 500 x 750     | <a href="#">W.SNW 5075</a> | 200           |
| 570 x 750     | <a href="#">W.SNW 5775</a> | 200           |

(12.2021a)