

Wskaźniki kontroli procesu mycia narzędzi rurowych Getinge Assured w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych

Wskaźniki zabrudzeń do rutynowej kontroli procesu mycia narzędzi rurowych do zastosowania z uchwytami; R imitującym narzędzia rurowe sztywne lub F imitującym narzędzia rurowe giętkie, mocowanymi do złącza Luer Lock. Wykonane są z taśmy metalowej z syntetycznym zabrudzeniem testowym imitującym ludzką krew i tkanki. Nie zawierają ołowiu ani toksycznych ciężkich metali.

- **Norma:**

Zgodne z wymogami EN ISO 15883-5.

- **Nr katalogowy i opakowanie:**

Wskaźnik kontroli mycia endoskopów F/R

Nr kat. G.6005500586, opak. 25 szt.

Wskaźnik kontroli mycia F/R w myjni ultradźwiękowej

Nr kat. G.6005500587, opak. 25 szt.



- **Wyniki i przechowywanie:**

Potwierdzeniem skuteczności procesu mycia jest całkowite usunięcie zabrudzenia na wskaźniku.

Przechowywać w dostarczonym opak. w temp. 10 – 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %. Trzymać z dala od środków dezynfekcyjnych i oparów chemicznych. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.



Uchwyt R do wskaźników - imitujący narzędzia rurowe sztywne.

Nr kat. **G.503865000**



Uchwyt F do wskaźników - imitujący narzędzia rurowe giętkie.

Nr kat. **G.503865100**