

## Zgrzewarka rolkowa z drukarką E.EM 30NK

- Wbudowana drukarka jednowierszowa, szerokość druku regulowana.
- Możliwość wyboru kolejności danych do wydruku, wydruk tekstowy.
- Funkcje sterowania i monitorowania temperatury oraz siły docisku.
- Automatyczny start/stop, czas nagrzewania tylko 1 minuta.



## Zgrzewarka rolkowa z drukarką E.EM 40KCS z wymiennym zespołem SerVa-Box

- 7" wyświetlacz i ekran dotykowy
- 3 do 4 linii wydruku, w postaci graficznej i kodów kreskowych
- Wydruk parametrów zgrzewania (sprawdzian zgrzewania).
- Możliwość wyłączenia funkcji drukowania.
- Dwie wersje wykończenia obudowy:

*Standardowa: szcztokowana stal nierdzewna z pomarańczowymi panelami bocznymi*

*Opcja: malowana na czarno stal nierdzewna z dopasowanymi panelami bocznymi*



Nr katalogowy		E.EM 40KCS z SerVa-Box	E.EM 30NK
<b>Normy</b>			
Zgodność z EN ISO 11607-2		✓	✓
Zgodność z EN 868-5		✓	✓
Zgodność z DIN 58953-7		✓	✓
<b>Temperatura</b>			
Elektroniczna kontrola temperatury		✓	✓
Monitorowanie temperatury		✓	✓
Tolerancja temperatury	%	1	1
Zakres temperatury zgrzewania	°C	0-220	0-200
<b>Siła docisku</b>			
Monitorowanie siły docisku		✓	✓
<b>Zgrzewanie, dane techniczne</b>			
Szybkość zgrzewania	m/min	10	9
Nastawna szybkość zgrzewania		✓	-
Monitorowanie szybkości zgrzewania		✓	-
Regulowana odległość zgrzewu od krawędzi opakowania	mm	5-30	5-35
Szerokość zgrzewu	mm	12	12
Nastawny licznik liczby zgrzanych opakowań		✓	✓
Zgrzewanie opakowań zgodnych z EN 868		✓	✓
Zgrzewanie opakowań typu Tyvek		✓	opcja
Zgrzewanie opakowań typu Ultra		✓	-
Maksymalna moc	W	800	750
Pobór mocy funkcja pracy/funkcja standby	W	31	31
Zasilanie	V	230/115	230/115
Częstotliwość	Hz	50 / 60	50 / 60
<b>Wymiary</b>			
Dł. x szer. x wys.	mm	560 x 280 x 110	465 x 240 x 100
Wysokość poziomu zgrzewania od blatu	mm	50	50
Waga	kg	11,5	9
<b>Drukowanie</b>			
Jednostka drukująca		3-4 wiersze	1 wiersz
Funkcja wyłączenia drukowania		✓	-
Nastawna szerokość druku		✓	✓
Aktualizacja daty wykonania zgrzewu		✓	✓
Wydruk parametrów zgrzewania ( <i>sprawdzian zgrzewania</i> )		✓	✓
Automatyczna aktualizacja daty ważności		✓	✓
Wydruk kodu partii (alfanumeryczny)		✓	✓
Druk symboli zgodnych z EN 980		✓	-
Druk znaku CE		z tekstem	-
Wydruk tekstu		✓	✓
Kolejność wydruku informacji do wyboru		✓	✓
<b>Wyświetlacz, dokumentacja, wejścia</b>			
Wyświetlacz		7"	✓
Klawiatura		-	✓
Ekran dotykowy		✓	-
Wybór języka obsługi		✓	D-GB-F-E
Funkcje zegara i kalendarza		✓	✓
Informacja o konieczności wykonania przeglądu/konserwacji		✓	✓
Wejście komputerowe USB		✓	-
Liczba znaków w pamięci		> 10 000	1
Kod dostępu		✓	-
Wejście do komputera		USB/LAN/RS232	RS485
Wejście do systemu dokumentacji		✓	✓
Automatyczne włączanie/wyłączanie silnika		✓	✓
Funkcja standby (tryb czuwania)		✓	-
Przechowywanie w pamięci parametrów zgrzewu		✓	-
Czas nagrzewania – 1 minuta		✓	✓
<b>Wymienna jednostka serwisowa</b>		<b>SerVa-Box</b>	-