

# Szczotki i akcesoria do czyszczenia <sup>2024 (2)</sup>

# STERIGAT



Sterigat Sp. z o.o.


Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

tel. + 48 22 379 71 60 e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

## Znaczenie procesu czyszczenia

Dobrze przeprowadzony proces czyszczenia:

- ✓ Zapewnia, że przylegające do powierzchni mikroorganizmy chorobotwórcze są usuwane razem z chroniącą ją materią organiczną.
- ✓ Zapewnia lepszy kontakt czynnika dezynfekującego i sterylizującego z pozostałościami chorobotwórczych mikroorganizmów.
- ✓ Zapewnia funkcjonalność i żywotność narzędzi.
- ✓ Zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.



***“Jeśli nie jest czyste...  
nie może być sterylne”  
(Spaulding)***

Oferujemy szeroki wybór szczotek do czyszczenia narzędzi, kanałów, endoskopów, zestawów szczotek, akcesoriów do czyszczenia, środków czyszczących i pielęgnujących.

## Czyszczenie zewnętrznych powierzchni



Szczotki wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C, można je czyścić w myjni-dezynfektorze

NR KAT.	DŁUGOŚĆ WŁOSIA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A</b> KS.N-2121	5 i 10	25 i 35	175	Dwustronna, miękkie nylonowe włosie	2
<b>B</b> IL.09098	5 i 10	25 i 35	175	Dwustronna, nylonowe włosie	2
<b>C</b> IL.09459	10 i 10	30 i 40	175	Dwustronna, twarde syntetyczne włosie, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	2
<b>D</b> IL.09320	12 i 12	30 i 45	165	Twarde syntetyczne włosie, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	10
<b>E</b> IL.09478	15	75	215	Miękkie syntetyczne włosie	1
<b>F</b> IL.09485	15	75	235	Twarde syntetyczne włosie, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	2
<b>G</b> IL.09460	15	75	215	Twarde syntetyczne włosie, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	2
<b>H</b> IL.26491	15	75	215	Średnio twarde syntetyczne włosie	1
<b>I</b> IL.26492	15	75	215	Twarde syntetyczne włosie	1

Producent- Steris/Key Surgical



A B C D



E



F



G

**Szczotki wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C, można je czyścić w myjni-dezynfektorze, włosie nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej**

NR KAT.	TWARDOŚĆ WŁOSIA	KOLOR	PRZYBLIŻONA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY	ZASTOSOWANIE	OPAK. [szt.]
A L.510C	Krótkie twarde	Niebieski	2 m-ce	Bardzo intensywne czyszczenie (Ortopedia)	1
B L.510	Twarde	Zielony	3 m-ce	Intensywne czyszczenie	1
C L.520	Średnio twarde	Żółty	3 m-ce	Zwykłe czyszczenie	1
D L.530	Miękkie	Biały	2 m-ce	Delikatne czyszczenie (Okulistyka, Mikrochirurgia, endoskopy sztywne)	1

Producent- LTA Medical/Healthmark

**Szczotki wielorazowego użytku**

NR KAT.	OPIS	OPAK. [szt.]
E L.200399-3	Dwustronna, średnio twarde nylonowe włosie	3
F L.3181-P-3	Średnio twarde nylonowe włosie	3
G L.430	Szczotka w kształcie pędzla, miękkie włosie, przybliżona częstotliwość wymiany 2 miesiące, odporna na temperaturę do 134 °C, można ją czyścić w myjni-dezynfektorze,	2
G L.410	Szczotka w kształcie pędzla, twarde włosie, przybliżona częstotliwość wymiany 3 miesiące, odporna na temperaturę do 134 °C, można ją czyścić w myjni-dezynfektorze,	2

Producent- LTA Medical/Healthmark



A



B



C



D



E



F



G



H

NR KAT.	DŁUGOŚĆ WŁOSIA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]	
<b>Szczotki jednorazowego użytku</b>						
A	IN.3FRIN550172	15	80	220	Zielona, twarde nylonowe włosie	10
A	IN.3FRIN550174	15	80	220	Żółta, miękkie nylonowe włosie	10
A	IN.3FRIN550176	10	80	220	Niebieska, bardzo twarde nylonowe włosie	10
F	IN.3FRIN550168	x	40	180	Nylonowe włosie	5
<b>Szczotki wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C, można je czyścić w myjni-dezynfektorze</b>						
B	IN.3FRIN550162	15	75	215	Miękkie nylonowe włosie	5
C	IN.3FRIN550160	15	75	215	Bardzo twarde nylonowe włosie	5
D	IN.3FRIN550164	15	75	235	Twarde nylonowe włosie	5
E	IN.3FRIN550134	12 i 12	30 i 45	165	Bardzo twarde nylonowe włosie	5
G	IN.3FRIN550116	10 i 5	35 i 25	175	Miękkie nylonowe włosie	5
G	IN.3FRIN550120	10 i 5	35 i 25	175	Średnio twarde nylonowe włosie	5
H	IN.3FRIN550158	10 i 10	40 i 30	175	Bardzo twarde nylonowe włosie	5

Producent- Interster



### Szczotki nieodporne na wysoką temperaturę i czyszczenie w myjni-dezynfektorze

NR KAT.	DŁUGOŚĆ WŁOSIA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A IL.09325</b>	15	40	180	Włosie ze stali nierdzewnej, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	1
<b>B IL.09488</b>	15	40	180	Włosie syntetyczne, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	1
<b>C IL.09489</b>	15	40	180	Włosie mosiężne, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń	1
<b>D IL.26029</b>	regulowana	szerokość 23	55	Włosie nylonowe, przesuwany uchwyt, regulowana twardość włosia	3
<b>E IL.09064</b>	15 i 12-15	10 i 30	155	Syntetyczne włosie, podwójnie zakończona, różne kolory, jednorazowego użytku	10
<b>F KS.D-2100BN</b>	8	35	180	Włosie nylonowe i mosiężne, podwójnie zakończona	3
<b>G KS.D-2100SN</b>	8	35	180	Włosie nylonowe i ze stali nierdzewnej, podwójnie zakończona	3
<b>H KS.S-2121</b>	5 i 10	25 i 35	ok. 180	Włosie ze stali nierdzewnej, dwustronna	2
<b>I L.SUBEM</b>	Żółta, średnio twarde włosie – nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej, do zwykłego czyszczenia, jednorazowego użytku				50
<b>J L.SUBER</b>	Zielona, twarde włosie – nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej, do intensywnego czyszczenia, jednorazowego użytku				50

Producent- Steris/Key Surgical (poz. A-H)

LTA Medical/Healthmark (poz. I, J)



NR KAT.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	WYMIARY	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A KS.BR-1031</b>	ok. 170		Włosie ze stali nierdzewnej, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, pojedynczy rząd włosów	1
<b>B KS.S-2131</b>	ok. 180		Włosie ze stali nierdzewnej, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, pojedynczy rząd włosów	3
<b>C KS.BR-1010</b>	63	średnica ok. 9 mm	W kształcie pędzla, włosie ze stali nierdzewnej, do czyszczenia powierzchni ząbkowanych	1
<b>D KS.BR-2300</b>	ok. 150		Włosie ze stali nierdzewnej, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach	2
<b>E KS.BR-04-003</b>	ok. 90		W kształcie pędzla, włosie ze stali nierdzewnej, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach	1
<b>F KS.N-3000</b>	180	szerokość ok. 20 mm	Antybakteryjne nylonowe włosie	1
<b>G KS.N-4000</b>	180	szerokość ok. 40 mm	Antybakteryjne nylonowe włosie	1
<b>H KS.BR-8110</b>	ok. 95	średnica ok. 9,5 mm, dł. części czyszczącej ok. 50 mm	Nylonowe włosie, do czyszczenia rurek tracheotomijnych	3
<b>H KS.BR-8115</b>	ok. 200	średnica ok. 12,5 mm, dł. części czyszczącej ok. 100 mm	Nylonowe włosie, do czyszczenia rurek tracheotomijnych	3

Producent- Steris/Key Surgical




### Szczotki ortopedyczne i do precyzyjnego czyszczenia

NR KAT.	SZTYWNOŚĆ WŁOSIA	PRZYBLIŻONA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY	ZASTOSOWANIE	OPAK. [szt.]
Szczotki wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C, można je czyścić w myjni-dezynfektorze wlosie nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej				
<b>A L.550</b>	Twarde	2 miesiące	Tarniki ortopedyczne	1
<b>A L.550C</b>	Krótkie i bardzo twarde	1 miesiąc	Tarniki ortopedyczne	1
<b>B L.565</b>	Średnie	2 miesiące	Golarka ortopedyczna	1
<b>C L.540</b>	Twarde	2 miesiące	Rozwiertaki kostne	1
<b>D L.545</b>	Twarde	1 miesiąc	Rozwiertaki kostne	1
<b>E L.560</b>	Twarde	1 miesiąc	Intensywne precyzyjne czyszczenie	1
<b>F L.560C</b>	Krótkie i twarde	1 miesiąc	Małe szczypce bipolarne i kleszcze	1
<b>G L.560</b> Zakrzywiona	Twarde	1 miesiąc	Panewki rozwiertaków kostnych	1
<b>H L.570</b>	Twarde	1 miesiąc	Intensywne precyzyjne czyszczenie	1
Szczotki jednorazowego użytku				
<b>D IL.26023</b>	Twarde	Rozwiertaki kostne, dwustronna, dł. całkowita 190 mm, końcówki: okrągła Ø40 mm dł. 45mm – stożkowa Ø8 mm dł. 25 mm		3

Producent- Steris/Key Surgical (poz.IL.26023)

LTA Medical/Healthmark (poz. A-H)





### Szczotki do czyszczenia komory sterylizatora

NR KAT.	ŚREDNICA / DŁUGOŚĆ WŁOSIA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A KS.BR-5000</b>	Ø 120	150	760	Poliestrowe włosie, uchwyt z tworzywa sztucznego	1
<b>B KS.BR-5500</b>	Ø 35		710	Nylonowe włosie, uchwyt ze stali nierdzewnej z plastikową rączką	1
<b>C KS.BR-4000</b>	51	41	200	Antybakteryjne nylonowe włosie	1
<b>D KS.BR-6099</b>		Zestaw szczotek:		KS.BR-5000, KS.BR-5500, główka szczotki 140x230 mm, plastikowy uchwyt o dł.910 mm z gwintem, szczotka o Ø 50 mm i dł. 600 mm	1 komplet

Producent- Steris/Key Surgical

Dobór średnicy kanału do średnicy szczotki.



- NIEWŁĄŚCIWY**
- średnica kanału większa od średnicy szczotki
  - brak kontaktu włókien z zabrudzeniem.



- PRAWIDŁOWY**
- końce włókien szczotki pozostają w kontakcie z powierzchnią kanału, odpowiedni kąt i stopień naprężenia.




- NIEWŁĄŚCIWY**
- średnica kanału mniejsza od średnicy szczotki
  - ściśnięte włosie ślizga się nie czyszcząc wnętrza kanału.

Dobór sposobu umieszczania szczotki w kanale.

Gdy pozwala na to konstrukcja kanału, LTA proponuje aby czyszczenie kanału odbywało się poprzez wyciąganie szczotki. Metoda ta jest prostsza i wymaga mniejszego wysiłku.

W trakcie ruchu, włosie szczotki pracuje z większą efektywnością, tak więc jest to bardziej higieniczne - oznacza to brak ryzyka powtórnego zanieczyszczenia.


Kierunek wyciągania szczotki



Trzonek jest naprężony


Skręcony drut szczotki jest w środku kanału

Kierunek wpychania szczotki



Skręcony drut szczotki nie jest w środku kanału

Popychany trzonek nie znajduje się w środku kanału



### FLEX - Czystaiki do czyszczenia kanałów

NR KAT.	WYMIARY średnica x długość	SZTYWNOŚĆ WŁOSIA / MATERIAŁ	OPAK. [szt.]
<b>A IL.FLEX033</b>	3 mm x 30 cm	Miękki, poliester	50
<b>B IL.FLEX004</b>	9 mm x 30 cm	Miękki, poliester	50
<b>C IL.FLEX005</b>	12 mm x 30 cm	Miękki, poliester	50
<b>D IL.FLEX006</b>	15 mm x 30 cm	Średnia, poliester-nylon	20
<b>E IL.FLEX001</b>	3 mm x 10 m	Miękki, bawełna	1 rolka
<b>F IL.FLEX023</b>	3 mm x 7,5 m	Średnia, poliester-nylon	1 rolka
<b>G IL.FLEX024</b>	6 mm x 7,5 m	Średnia, poliester-nylon	1 rolka
<b>H IL.FLEX007</b>	15 mm x 5 m	Średnia, poliester-nylon	1 rolka
<b>I IL.FLEX007A</b>	15 mm/4 mm x 5 m	Średnia, poliester-nylon	1 rolka
<b>J IL.FLEX021</b>	3 mm x 7,5 m	Szorstki, poliester-nylon	1 rolka
<b>K IL.FLEX022</b>	6 mm x 7,5 m	Szorstki, poliester-nylon	1 rolka

Producent- Steris/Key Surgical



### R-FLEX – sztywne szczotki do czyszczenia kanałów

Szczotki wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C.

Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie: połączenia laparoskopowe, kaniule, złącza, trzpienie, rękojeści, silniki stosowane w ortopedii.

ŚREDNICA KANAŁU [mm]		NR KAT. DŁUGOŚĆ BEZ TRZONKA (opakowanie 1 szczotka)		Przybliżona częstotliwość wymiany
Min.	Max.	4 cm	12 cm	
1,2	1,5	<b>L.R4-1215</b>	<b>L.R-1215</b>	1 miesiąc
1,6	2,2	<b>L.R4-1622</b>	<b>L.R-1622</b>	
2,3	3,2	<b>L.R4-2332</b>	<b>L.R-2332</b>	
3,3	4,3	<b>L.R4-3343</b>	<b>L.R-3343</b>	

Producent- LTA Medical/Healthmark



### MICROFLEX – elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów

Szczotki wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C.  
 Sztywna główka jest przymocowana na stałe do nitinolowego długiego trzonka.  
 Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej.  
 Zastosowanie: szczypce laparoskopowe, kaniule, trokary, igły do punkcji.

ŚREDNICA KANAŁU [mm]		NR KAT. (DŁUGOŚĆ TRZONKA) (opakowanie 1 szczotka)				Przybliżona częstotliwość wymiany
Min.	Max.	20 cm	30 cm	50 cm	75 cm	
0,9	1,1	<b>L.730-20</b>	x	<b>L.730-50</b>	x	po 3 użyciach
1,0	1,4	x	<b>L.740-30</b>	<b>L.740-50</b>	<b>L.740-75</b>	1 miesiąc
1,4	2,4	x	<b>L.750-30</b>	<b>L.750-50</b>	<b>L.750-75</b>	2 miesiące
2,4	3,4	x	<b>L.760-30</b>	<b>L.760-50</b>	<b>L.760-75</b>	
3,4	4,4	x	<b>L.770-30</b>	<b>L.770-50</b>	<b>L.770-75</b>	
4,0	5,0	x	<b>L.780-30</b>	<b>L.780-50</b>	<b>L.780-75</b>	

Producent- LTA Medical/Healthmark



### G-FLEX – elastyczne szczotki z wymienną odkręcaną główką

Szczotki wielorazowego użytku z solidnym elastycznym trzonkiem i z wymienną odkręcaną główką.  
 Odporne na temperaturę do 134 °C.  
 Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej.  
 Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, wiertła, regulatory, kaniule, resektory.

ŚREDNICA KANAŁU [mm]		NR KAT. (DŁUGOŚĆ TRZONKA) (opakowanie 1 główka + 1 trzonek)		Zapas główek WIELORAZOWYCH [opak. 3 szt.]	Przybliżona częstotliwość wymiany
Min.	Max.	25 cm	50 cm		
3	4	<b>L.610-25SP</b>	<b>L.610-50SP</b>	<b>L.610-00</b>	2 miesiące
4	5	<b>L.620-25SP</b>	<b>L.620-50SP</b>	<b>L.620-00</b>	
5	6	<b>L.630-25SP</b>	<b>L.630-50SP</b>	<b>L.630-00</b>	
6	8	<b>L.635-25SP</b>	<b>L.635-50SP</b>	<b>L.635-00</b>	3 miesiące
8	10	<b>L.640-25SP</b>	<b>L.640-50SP</b>	<b>L.640-00</b>	
10	13	<b>L.655-25SP</b>	<b>L.655-50SP</b>	<b>L.655-00</b>	
13	20	<b>L.680-25SP</b>	<b>L.680-50SP</b>	<b>L.680-00</b>	
27	34	<b>L.685-25SP</b>	<b>L.685-50SP</b>	<b>L.685-00</b>	

Producent- LTA Medical/Healthmark

### SU MICRO – szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów

Zastosowanie: szczypce laparoskopowe, kaniule, wiertła, gwinty, trokary, igły do nakłuwania.

ŚREDNICA KANAŁU [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	NR KAT.	OPAK. [szt.]	KOLOR
1,2 - 1,5	550	<b>L.SU 055-1215</b>	50	Niebieski
1,8 - 2,4	550	<b>L.SU 055-1824</b>	50	Biały
2,6 - 3,2	550	<b>L.SU 055-2632</b>	50	Pomarańczowy
3,7 – 5,0	550	<b>L.SU 055-3748</b>	50	Czerwony
<b>L.SUMICRO ZESTAW</b>			40	po 10 szt. każdego koloru

Producent- LTA Medical/Healthmark



### SU CT – szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia kaniul dotchawiczych

ŚREDNICA KANIULI [mm]	NR KAT.	OPAK. [szt.]	KOLOR
6 - 7	<b>L.SUCT 01</b>	50	Niebieski
8 - 9	<b>L.SUCT 02</b>	50	Biały
10	<b>L.SUCT 03</b>	50	Pomarańczowy
11 - 12	<b>L.SUCT 04</b>	50	Czerwony
<b>L.SUCT ZESTAW</b>		40	po 10 szt. każdego koloru

Producent-LTA Medical/Healthmark




### SU L – szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów

Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, silniki, kaniule, resektory.

ŚREDNICA KANAŁU [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	NR KAT.	OPAK. [szt.]	KOLOR
4 - 5	550	<b>L.SUL 05</b>	50	Niebieski
4,5 - 5,5	550	<b>L.SUL 05,5</b>	50	Biały
5,5 - 7	550	<b>L.SUL 07</b>	50	Pomarańczowy
7 - 9	550	<b>L.SUL 09</b>	50	Czerwony
10 - 12	550	<b>L.SUL 12</b>	50	Niebieski
12 - 16	550	<b>L.SUL 16</b>	50	Biały
<b>L.SUL ZESTAW</b>			60	po 10 szt. każdego koloru


Producent-LTA Medical/Healthmark






NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A IL.09338</b>	3,5	60	265	Plastikowy uchwyt, nylonowe włosie, nieodporna na wysoką temp. i czyszczenie w myjni dezynfektorze	2
<b>B IL.09331</b>	20	150	450	Do rektoskopów, odporna na temp. 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze	5
<b>C IL.09096</b>	20	70	270	Do anoskopów, proktoskopów, rektoskopów, plastikowy uchwyt dł. 110 mm, nylonowe włosie, nieodporna na wysoką temp., odporna na czyszczenie w myjni dezynfektorze, jednorazowego użytku	1
<b>D IL.09366</b>	0,6	8	450	Pierwsze 90 mm bez włosia, włosie z Tynexu fi 0,002 mm, odporna na temp. 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze, jednorazowego użytku	5
<b>D IL.09388</b>	1,4	8	450	Pierwsze 90 mm bez włosia, włosie z Tynexu fi 0,002 mm, odporna na temp. 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze, jednorazowego użytku	5

Producent- Steris/Key Surgical



NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]	
<b>Szczotki z nylonowym włosiem, odporne na temp. do 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze</b>						
<b>A</b>	<b>IL.45906</b>	1,6	22	215	Do odsysających końcówek Frazier, oznacznik biały	3
<b>B</b>	<b>IL.45908</b>	2	21	215	Do odsysających końcówek Frazier, oznacznik czarny	3
<b>C</b>	<b>IL.45910</b>	2,5	21	215	Do odsysających końcówek Frazier, oznacznik różowy	3
<b>D</b>	<b>IL.45912</b>	3	18	215	Do odsysających końcówek Frazier, oznacznik pomarańczowy	3
<b>E</b>	<b>IL.45914</b>	4	18,5	215	Do odsysających końcówek Frazier, oznacznik niebieski	3
<b>F</b>	<b>IL.09095</b>	1	13	450	Do czyszczenia narzędzi	2
<b>G</b>	<b>IL.09319</b>	1,8	13	450	Do czyszczenia narzędzi	2
<b>K</b>	<b>IL.09490</b>	3	100	800	Do kanałów rozwiertaków kostnych	3
<b>L</b>	<b>IL.09492</b>	5	100	800	Do kanałów rozwiertaków kostnych	3
<b>M</b>	<b>IL.09491</b>	7	100	800	Do kanałów rozwiertaków kostnych	3
<b>N</b>	<b>IL.09303</b>	10	45	140	Do czyszczenia wylewek	5
<b>Szczotki jednorazowego użytku nieodporne na wysoką temperaturę i czyszczenie w myjni dezynfektorze</b>						
<b>H</b>	<b>IL.26480</b>	3	Szczotka 20 czyścik 30	390	Niebieska, z czyścikiem i nylonowym włosiem	10
<b>I</b>	<b>IL.26481</b>	6	Szczotka 20 czyścik 30	390	Żółta, z czyścikiem i nylonowym włosiem	10

Producent- Steris/Key Surgical



A - K




L - AA



NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPAK. [szt.]
<b>Szczotki z nylonowym włosiem, odporne na temp. do 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze</b>				
<b>A</b> IL.09339	2	100	300	5
<b>B</b> IL.09342	2	60	350	5
<b>C</b> IL.09308	2,5	50	300	5
<b>D</b> IL.09340	2,5	100	300	5
<b>E</b> IL.09343	2,5	80	400	5
<b>F</b> IL.09050	2,5	30	500	5
<b>G</b> IL.09313	2,5	50	610	5
<b>H</b> IL.09341	3	100	300	5
<b>I</b> IL.09344	3	100	450	5
<b>J</b> IL.09335	3,5	100	250	5
<b>K</b> IL.09346	3,5	35	500	5
<b>L</b> IL.09345	4	100	500	5
<b>M</b> IL.09052	4	100	300	5
<b>N</b> IL.09336	5	100	250	5
<b>O</b> IL.09306	5	100	300	5
<b>P</b> IL.09318	5	80	405	5
<b>R</b> IL.09324	5	35	500	5
<b>S</b> IL.09312	5	100	610	5
<b>T</b> IL.09317	5	100	650	5
<b>U</b> IL.09053	6	100	300	5
<b>V</b> IL.09051	7	80	350	5
<b>W</b> IL.09058	7	50	405	5
<b>X</b> IL.09068	7	100	500	5
<b>Y</b> IL.09311	7	100	610	5
<b>Z</b> IL.09316	7	100	650	5
<b>AA</b> IL.09054	8	100	300	5

Producent- Steris/Key Surgical





A - J





NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPAK. [szt.]
<b>Szczotki z nylonowym włosiem, odporne na temp. do 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze</b>				
<b>A</b> IL.09055	10	100	300	5
<b>B</b> IL.09310	10	100	610	5
<b>C</b> IL.09315	10	100	650	5
<b>D</b> IL.09309	12	100	610	5
<b>E</b> IL.09314	12	100	650	5
<b>F</b> IL.09056KS	15	100	300	5
<b>G</b> IL.09332	20	100	500	5
<b>H</b> IL.09059	30	80	300	5
<b>I</b> IL.09334	40	60	500	5
<b>J</b> IL.09083	50	100	1400	5


Producent- Steris/Key Surgical

# Szczotki do czyszczenia endoskopów

Jednorazowego użytku




ŚREDNICA KANAŁU [mm]	ŚREDNICA SZCZOTKI [mm]	DŁ. CAŁKOWITA / DŁ. CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	NR KAT.	OPAK. [szt.]	KOLOR
<b>Szczotki z dwiema końcówkami do intensywnego czyszczenia.</b>					
1,2 – 1,5	2,0	1000 / 12	<b>IN.3FRIN550730</b>	50	Żółty
1,2 – 1,5	2,0	2300 / 15	<b>IN.3FRIN550735</b>	50	Biały
2,0 – 2,8	3,0	1000 / 15	<b>IN.3FRIN550732</b>	50	Biały
2,0 – 2,4	3,0	1200 / 20	<b>IN.3FRIN550731</b>	50	Niebieski
2,0 – 2,8	3,0	2300 / 20	<b>IN.3FRIN550764</b>	50	Niebieski
2,8 – 4,2	5,0	2300 / 20	<b>IN.3FRIN550765</b>	50	Czerwony
2,8 – 4,5	6,0	2300 / 20	<b>IN.3FRIN550723</b>	50	Turkusowy
Producent- Interster					
<b>Szczotki z jedną końcówką do intensywnego czyszczenia.</b>					
1,2 – 1,5		1000	<b>L.100 - 1215</b>	50	Niebieski
1,2 – 1,5		2000	<b>L.200 - 1215</b>	50	Niebieski
1,2 – 1,5		3000	<b>L.300 - 1215</b>	50	Niebieski
1,8 – 2,4		1000	<b>L.100 - 1824</b>	50	Biały
1,8 – 2,4		2000	<b>L.200 - 1824</b>	50	Biały
1,8 – 2,4		3000	<b>L.300 - 1824</b>	50	Biały
2,6 – 3,2		300	<b>L.30 - 2632</b>	50	Pomarańczowy
2,6 – 3,2		1000	<b>L.100 - 2632</b>	50	Pomarańczowy
2,6 – 3,2		2000	<b>L.200 - 2632</b>	50	Pomarańczowy
2,6 – 3,2		3000	<b>L.300 - 2632</b>	50	Pomarańczowy
3,7 – 4,8		1000	<b>L.100 - 3748</b>	50	Czerwony
3,7 – 4,8		2000	<b>L.200 - 3748</b>	50	Czerwony
3,7 – 4,8		3000	<b>L.300 - 3748</b>	50	Czerwony
Producent- LTA Medical/Healthmark					



NR KAT.	ŚREDNICA SZCZOTKI [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	ŚREDNICA KANAŁU [mm]	ŚREDNICA RDZENIA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A IL.09352</b>	2	12	1000	1,2 – 1,5	1	Żółta, dwustronna	100
<b>B IL.26024</b>	2,5	14	2300	1,4 - 2	1,2	Żółta, jednostronna	50
<b>D IL.26020</b>	5	20	2300	2,8 – 4,2	1,8	Czerwona, dwustronna	50
<b>E IL.26482</b>	6	20	3600	2,8 – 4,5	1,7	Turkusowa, dwustronna	50
<b>F IL.26025</b>	4-6 / 3-5	24 / 15	2300	2,8 – 4,5	1,8	Żółta, dwustronna	50
<b>G IN.3FRIN550780</b>		20 / 300	2300	2,8 – 4,2		Zielona, dwustronna do czyszczenia kanałów i zaworów	100
<b>H IL.26305</b>	3	20 / 300	2300	2 – 2,8		Dwustronna do czyszczenia kanałów z nylonowym włosiem i z miękkim polipropylenowym czyścikiem do rur	50
<b>I IL.26027</b>	5,2 / 11	19,5 / 28,5	156			Czerwona, dwustronna z nylonowym włosiem, do czyszczenia zaworów	100
<b>J L.SULV08</b>				3-5 / 5-7		Rdzeń ze stali nierdzewnej, włókna niskochłonne, do czyszczenia zaworów, tłoków, selektorów, kanałów, pierścieni dystalnych	50
<b>J L.SULV11</b>				3-5 / 8-10			50

Producent- LTA Medical/Healthmark (poz. J) Interster (poz. G i H) Steris/Key Surgical (poz. A-F, H, I)



NR KAT.	ŚREDNICA SZCZOTKI [mm]	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI CZYSZCZĄCEJ [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A L.SUBS</b>				Miękkie włókna, jednorazowego użytku, do czyszczenia zewnętrznych powierzchni elastycznych endoskopów (sondy, rączki, kable)	50
<b>B IL.09356</b>	6,5 4,5 / 10	20 18 / 30	2570 150	Zestaw 2 szczotek do czyszczenia: niebieska do kanałów endoskopów, żółta do zaworów	zestaw

Producent- Steris/Key Surgical (poz. B) LTA Medical/Healthmark (poz.A)

## Zestaw szczotek do narzędzi MIC

NR KAT.	OPIS
<b>IL.09057</b>	Zestaw zawiera:
	1 x IL.09050 (500 x 2,5 mm)
	1 x IL.09051 (350 x 7 mm)
	1 x IL.09052 (300 x 4 mm)
	1 x IL.09053 (300 x 6 mm)
	1 x IL.09054 (300 x 8 mm)
	1 x IL.09055 (300 x 10 mm)
	1 x IL.09056 (300 x 15 mm)

Producent- Steris/Key Surgical



## Zestaw szczotek nr „3” do narzędzi MIC

NR KAT.	OPIS
<b>IL.26035</b>	Zestaw zawiera:
	3 x IL.45906 (215 x 1,6 mm)
	3 x IL.45908 (215 x 2 mm)
	3 x IL.45910 (215 x 2,5 mm)
	3 x IL.45912 (215 x 3 mm)
	3 x IL.45914 (215 x 4 mm)
	3 x IL.09335 (250 x 3,5 mm)
	3 x IL.09339 (300 x 2 mm)
	3 x IL.09341 (300 x 3 mm)
	3 x IL.09052 (300 x 4 mm)
	3 x IL.09306 (300 x 5 mm)
	3 x IL.09053 (300 x 6 mm)
	3 x IL.09318 (400 x 5 mm)
	3 x IL.09058 (405 x 7 mm)
	3 x IL.09499 (405 x 10 mm)
	3 x IL.09313 (610 x 2,5 mm)
	3 x IL.09312 (610 x 5 mm)
	3 x IL.09311 (610 x 7 mm)
	3 x IL.09310 (610 x 10 mm)

Producent- Steris/Key Surgical



## Zestaw szczotek nr „1” - MIX

NR KAT.	OPIS
<b>IL.26033</b>	Zestaw zawiera:
	6 x IL.26027 (156 x 5/7 mm)
	3 x IL.09339 (300 x 2 mm)
	3 x IL.09341 (300 x 3 mm)
	3 x IL.09306 (300 x 5 mm)
	3 x IL.09318 (400 x 5 mm)
	3 x IL.09499 (405 x 10 mm)
	3 x IL.09313 (610 x 2,5 mm)
	3 x IL.09312 (610 x 5 mm)
	3 x IL.09310 (610 x 10 mm)
	6 x IL.09098

Producent- Steris/Key Surgical



### Zestaw szczotek nr „2” - MIX

NR KAT.	OPIS
<b>IL.26034</b>	Zestaw zawiera:
	3 x IL.45906 (215 x 1,6 mm)
	3 x IL.45908 (215 x 2 mm)
	3 x IL.45910 (215 x 2,5 mm)
	3 x IL.45912 (215 x 3 mm)
	3 x IL.45914 (215 x 4 mm)
	3 x IL.09341 (300 x 3 mm)
	3 x IL.09318 (400 x 5 mm)
	3 x IL.09313 (610 x 2,5 mm)
	3 x IL.09310 (610 x 10 mm)
	6 x IL.09488
	3 x IL.09325
	6 x IL.09098

Producent- Steris/Key Surgical



### Zestaw szczotek nr „4” - MIX

NR KAT.	OPIS
<b>IL.26485</b>	Zestaw zawiera:
	3 x IL.45906 (215 x 1,6 mm)
	3 x IL.45908 (215 x 2 mm)
	3 x IL.45910 (215 x 2,5 mm)
	3 x IL.45912 (215 x 3 mm)
	3 x IL.45914 (215 x 4 mm)
	3 x IL.09341 (300 x 3 mm)
	3 x IL.09318 (400 x 5 mm)
	3 x IL.09313 (610 x 2,5 mm)
	3 x IL.09310 (610 x 10 mm)
	3 x IL.09488
	6 x IL.09459
	6 x IL.09098


Producent- Steris/Key Surgical



### Zestaw szczotek - MIX

NR KAT.	OPIS
<b>L.SUMICRO-L5</b>	Zestaw zawiera po 5 szt. każdej wymienionej niżej szczotki:
<b>L.SUMICRO-L10</b>	Zestaw zawiera po 10 szt. każdej wymienionej niżej szczotki:
	L.SU 055-1215 (1,2-1,5 mm)
	L.SU 055-1824 (1,8-2,4 mm)
	L.SU 055-2632 (2,6-3,2 mm)
	L.SU 055-3748 (3,7-4,8 mm)
	L.SUL 05 (4-5 mm)
	L.SUL 05,5 (4,5-5,5 mm)
	L.SUL 07 (5-7 mm)
	L.SUL 09 (7-9 mm)
	L.SUL 12 (10-12 mm)
	L.SUL 16 (12-16 mm)
	L.SUBEM (żółta)
	L.SUBER (zielona)

Producent- LTA Medical/Healthmark





### Zestaw szczotek do czyszczenia giętkich endoskopów

KANAŁ ROBOCZY	KANAŁ SSAĆCY	TŁOK I POŁĄCZENIA	NR KAT.	OPAK. [szt.]	KOLOR
do bronchoskopii, urologii, ginekologii - bez podłączenia do kanału ssącego					
L.100-1215	x	L.SULV08	<b>L.R-1215</b>	25	Niebieski
L.100-1824	x	L.SULV08	<b>L.R-1824</b>	25	Biały
do bronchoskopii, urologii, ginekologii - z podłączeniem do kanału ssącego i roboczego					
L.100-1215	L.30-2632	L.SULV08	<b>L.EB-1215</b>	25	Niebieski / Pomarańczowy
L.100-1824	L.30-2632	L.SULV08	<b>L.EB-1824</b>	25	Biały / Pomarańczowy
	L.100-2632	L.SULV08	<b>L.R-2632</b>	25	Pomarańczowy
do giętkich endoskopów przewodu pokarmowego z nienadającymi się do czyszczenia kanałami powietrza, wody					
L.200-1824	L.200-3748	L.SULV11	<b>L.D11-1824</b>	25	Biały / Czerwony
	L.200-3748	L.SULV11	<b>L.D11-3748</b>	25	Czerwony

Producent- LTA Medical/Healthmark

## Akcesoria do czyszczenia



A



B



C



D



E

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A</b> IL.02121	80 x 10 x 10	Zestaw: 2 gumki „Poraflex” W8 do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, uchwyt do gumek, temperówka	zestaw
<b>B</b> IL.02122	80 x 10 x 10	Gumka „Poraflex” W8 do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, bez uchwytu	2
<b>C</b> IL.02120	40 x 25 x 12	Gumka „Poraflex” W8 do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej	1
<b>D</b> IL.02117	150 x 100	Gładki szary czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych	3
<b>D</b> IL.02118	150 x 100	Szorstki brązowy czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych	3

Producent- Steris/Key Surgical

<b>E</b> IN.3FSZB790851	305 x 340	Chusteczki włókninowe wchłaniające nadmiar wilgoci z narzędzi medycznych i powierzchni, pochłaniają mikroorganizmy obecne na czyszczonej powierzchni	320 [8x40]
<b>E</b> IN.3FSZB790850	510 x 360		390 [6x65]

Producent- Interster



**Humipak teraz również do narzędzi chirurgii robotycznej!**



### Torebki HUMIPAK

Niesterylne samoprzylepne torebki przeznaczone są do transportu i przechowywania zanieczyszczonych narzędzi w stanie wilgotnym. Specjalna wiskozowa wkładka (do nawilżenia) utrzymuje wilgotność wewnątrz szczelnie zamkniętej torebki nawet do 7 dni. Zanieczyszczone narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane zaraz po użyciu, do chwili końcowego czyszczenia. Torebki są jednorazowego użycia, umożliwiają szybsze i łatwiejsze czyszczenie zabezpieczonych narzędzi. Humipak są wytworzone z dwóch warstw folii (poliestrowej i polipropylenowej) oraz wysoce hydrofilowej niebieskiej wkładki wiskozowej. Nie są przeznaczone do sterylizacji. Nie zapewniają bariery mikrobiologicznej. Na torebkach są nadrukowane: instrukcja użycia wraz z ilością wody potrzebnej do nawilżenia wiskozowej wkładki, nr serii, symbol Biohazard.

NR KAT.	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ WODY DO NAWILŻENIA WKŁADKI	OPAK. [szt.]
<b>WM.HPSS 2035</b>	200 x 350	10 ml	100
<b>WM.HPSS 4243</b>	420 x 430 (½ DIN)	30 ml	100
<b>WM.HPSS 4267</b>	420 x 670 (1 DIN)	60 ml	100
<b>WM.HPSS 5667</b>	560 x 670 (endoskopy)	75 ml	100
<b>WM.HPSS 6577</b>	650 x 770 (2 x DIN)	90 ml	50
<b>WM.HPSS R01</b>	210 x 815 (1 Endo Wrist – da Vinci)	35 ml	100
<b>WM.HPSS R04</b>	420 x 815 (4 Endo Wrist – da Vinci)	70 ml	100

Producent- Westfield Medical



A



B



C



D

NR KAT.	WYMIARY / ŚREDNICA [mm]	KOLOR	OPIS	OPAK. [szt.]
A IL.20403	75		Klipsy ze stali nierdzewnej do łączenia instrumentów, wielorazowego użytku	1
A IL.20404	100			1
A IL.20405	125			1
B IL.20411	50	Żółty	Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, pozwalają zachować pozycję otwartą podczas czyszczenia w myjni dezynfektorze, wielorazowego użytku	1
B IL.20408	60	Niebieski		1
B IL.20406	70	Czerwony		1
B IL.20412	80	Zielony		1
C IL.20407			Separator ze stali nierdzewnej do narzędzi z uchwytami w kształcie pierścienia	1

Producent- Steris/Key Surgical

NR KAT.	WYMIARY / ŚREDNICA [mm]	KOLOR	OPIS	OPAK. [szt.]
D IL.20413	4,8		Separatory <b>ze stali nierdzewnej</b> do narzędzi z uchwytami w kształcie pierścienia, pozwalają zachować pozycję otwartą podczas czyszczenia w myjni-dezynfektorze, odporne na temp. 134 °C, wielorazowego użytku	1
D IL.20409	6,0			5
D IL.20429	8,4			5
D IL.20410	10			5
D IL.20430	14			5
D IL.20414	4,8	Czerwony	Separatory <b>plastikowe</b> do narzędzi z uchwytami w kształcie pierścienia, pozwalają zachować pozycję otwartą podczas czyszczenia w myjni-dezynfektorze, odporne na temp. 134 °C, jednorazowego użytku	50
D IL.20415	4,8	Zielony		50
D IL.20416	4,8	Niebieski		50
D IL.20417	4,8	Żółty		50
D IL.20419	6	Czerwony		50
D IL.20420	6	Zielony		50
D IL.20421	6	Niebieski		50
D IL.20422	6	Żółty		50
D IL.20424	10	Czerwony	50	
D IL.20425	10	Zielony	50	
D IL.20426	10	Niebieski	50	
D IL.20427	10	Żółty	50	

Producent- Steris/Key Surgical



# Bezdotkowy dozownik

nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekujących

Pierwszy na świecie opatentowany bezdotkowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekcyjnych ze specjalnie zaprojektowanym systemem uzupełniania.

Urządzenie może być zasilane z:

- odnawialnego modułu akumulatorowego energyBOX M,
- sieci elektrycznej - adapter sieciowy powerPack Adapter Hybrid z wtyczką i zasilaczem natynkowym z przewodem o dł.150 cm,
- sieci elektrycznej - adapter sieciowy powerPack Adapter Hybrid z wtyczką lub z zasilaczem podtynkowym do montażu w puszcze ściennej z przewodem o długości 40 cm.

W każdej chwili można zmienić źródło zasilania.



Wymiary dozownika wys. x szer. x głęb.:  
344 x 340 x 155 mm.

Dozownik posiada wbudowany system automatycznego przełączania – jedno opakowanie chusteczek jest w użyciu, drugie w gotowości do użycia.

*Gdy jedno opakowanie zostanie zużyte system automatycznie zacznie pobierać chusteczki z drugiego pełnego opakowania.*



W dozowniku można umieścić jednorazowo dwa opakowania chusteczek.

Termin ważności używanych chusteczek jest zawsze widoczny na dozowniku.

**Chroni chusteczki przed wysuszeniem** - Nigdy więcej wysychających chusteczek dezynfekujących.

Opatentowany system uszczelniający tego dozownika utrzymuje nawilżenie każdej chusteczki dezynfekującej.

**Skutecznie chroni przed brudem i mikroorganizmami** - Jedna chusteczka dezynfekująca podąża za drugą – dotykasz chusteczki tylko tej, której chcesz użyć.

Dozownik ze zintegrowanym stojakiem (opcja)  
i pojemnikiem na zużyte chusteczki (opcja).

Informacje o dozowaniu, ilość i poziom napełnienia – wszystko dostępne jest za pośrednictwem aplikacji. Uchwyt na wymiennej etykietę znajduje się w górnej części dozownika: zawiera informacje o spektrum działania chusteczek i czasie ekspozycji.

Po otwarciu opakowania chusteczek dezynfekcyjnych dozownik kontroluje czas użytkowania.

Chusteczki z alkoholem mogą być pobierane przez miesiąc.

Po tym czasie dozownik blokuje opakowanie - w razie potrzeby można je ponownie aktywować za pomocą aplikacji.

W zależności od ilości pobieranych chusteczek dozownik zasilany np. z energyBox M będzie pracował ok. 10-12 miesięcy - przy założeniu pobierania np. 100 sztuk chusteczek dziennie urządzenie będzie pracowało przez siedem miesięcy.

## Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące z alkoholem 20x20 cm

**DES FORTE M**, op. 100 sztuk, karton 6 op

Powierzchnia czyszczenia ok. 1m<sup>2</sup> na chusteczkę



## Środki do czyszczenia i pielęgnacji narzędzi



A

B

C

D

E

F

NR KAT.	OPIS	PRODUCENT	OPAK.
<b>A G.6001752131</b>	Pianka do wstępnego namaczania narzędzi przed procesem mycia	Getinge	6 x 500 ml
<b>B G.6002000831</b>	Pianka do usuwania kamienia i rdzy z powierzchni sterylizatorów i komór myjni dezynfektorów	Getinge	6 x 500 ml
<b>C IL.02111</b>	TAPE-EX spray, usuwa uporczywe zabrudzenia i pozostałości kleju z taśm samoprzylepnych i etykiet	Steris/Key Surgical	300 ml
<b>D ME.SOLVENT</b>	ORANGE SOLVENT, olej, usuwa resztki alginianu i cementu, plamy z cynku i eugenolu na wyposażeniu, narzędziach, uporczywe zabrudzenia i pozostałości kleju z taśm samoprzylepnych i etykiet	Medim	500 ml
<b>E IL.02110</b>	CHIROL, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z metalowych powierzchni i powlekanego aluminium, klej i zanieczyszczenia organiczne. Odpowiedni do czyszczenia kontenerów	Steris/Key Surgical	250 ml
<b>F INN.MILTEX</b>	proszek, usuwa kamień i plamy z powierzchni narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej, przywraca połysk narzędziom	Integra	85 g



A

B

C

D

E

F

NR KAT.	OPIS	PRODUCENT	OPAK.
<b>A IL.02004</b>	LUBRINOL, spray do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych (również narzędzi przegubowych), do sterylizacji parowej w temp. 134 °C	Steris/Key Surgical	400 ml
<b>B D.NEODISHER IP SPRAY</b>	spray do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych (również narzędzi przegubowych), na bazie oleju parafinowego	Dr Weigert	400 ml
<b>C ECO.9029390</b>	Chromol, środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej	Ecolab	6 x 500 ml
<b>D ECO.9006770</b>	Polish Cleaner, środek czyszczący – nabłyszczający do powierzchni metalowych	Ecolab	12 x 500 ml
<b>E ECO.9012640</b>	Helios Brillant, środek myjący do ceramicznych płyt grzewczych oraz do powierzchni ze stali nierdzewnej	Ecolab	6 x 500 ml
<b>F X.STERILIT GB600</b>	Olej do systemów napędowych	Aesculap	300 ml





Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa tel. +48 22 379 71 60 e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

STERIGAT 2024 (2) Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

**STERIGAT**