

# Aksesoria do sterylizacji 2024 (3)


Identyfikacja tac i narzędzi

Ochraniacze na ostrza narzędzi

Materiały eksploatacyjne do kontenerów

Środki ochrony osobistej

# STERIGAT



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

tel. + 48 22 379 71 60 e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

## Spis treści

### **Identyfikacja tac i narzędzi**

**str. 3-12**

Identyfikacja narzędzi – opaski silikonowe, kółka, sprężynki, paski samoprzylepne do oznaczania narzędzi.

Etykiety do endoskopów.

Identyfikacja tac – etykiety, zawieszki do tac sterylizacyjnych.

### **Ochraniacze na ostrza narzędzi**

**str. 13-21**

Osłonki silikonowe/plastikowe – z wewnętrznymi wypustkami, płaskie, okrągłe.

Osłonki dla endoskopów, rozwieraczy chirurgicznych.

Osłonki dla narzędzi chirurgii robotycznej (da Vinci).

Osłonki papierowe, plastikowe, z foliową kieszonką

Osłonki na druty Kirschnera.

Ochraniacze piankowe.

### **Materiały eksploatacyjne do kontenerów**

**str. 22-26**

Plomby papierowe

Etykiety papierowe

Filtry do kontenerów

Plomby plastikowe

### **Środki ochrony osobistej**

**str. 27-30**

Rękawice i dozowniki na rękawiczki


Fartuchy

Buty szpitalne, wieszaki na obuwiu

Maski i osłony na twarz

Ocieplacze na szyję, stopery do uszu

## Identyfikacja tac i narzędzi



### Opaska silikonowa do identyfikacji narzędzi odporna na temp. do 134 °C, jednorazowego użytku

NR KAT.	MAX. ŚREDNICA NARZĘDZIA [mm]	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK.
IL.09652	20	Silikon	Turkusowy	100 szt.
IL.09653	20	Silikon	Zielony	100 szt.
IL.09654	20	Silikon	Niebieski	100 szt.
IL.09655	20	Silikon	Żółty	100 szt.
IL.09656	20	Silikon	Czarny	100 szt.
IL.09657	20	Silikon	Czerwony	100 szt.
IL.09658	20	Silikon	Biały	100 szt.
IL.09659	20	Silikon	Pomarańczowy	100 szt.
IL.09660	20	Silikon	Brązowy	100 szt.
IL.09661	20	Silikon	Szary	100 szt.
IL.09662	20	Silikon	Fioletowy	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical

NR KAT.	OPIS / WYMIARY [mm]	OPAK.
---------	------------------------	-------

### Opaska wykonana z materiału syntetycznego odporna na temp. 134 °C, jednorazowego użytku



IL.09482	3,5 x 200	Kolor naturalny	100 szt.
----------	-----------	-----------------	----------


Producent- Steris/Key Surgical

### Opaska zliczająca cykle procesów odporna na temp. 134 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze, jednorazowego użytku




IL.09247	10 cykli – nadruk: 1-10	silikonowa	100 szt.
IL.09243	10 cykli – nadruk: 1-10	plastikowa	200 szt.
IL.09245	10 cykli – nadruk: 11-20	plastikowa	200 szt.

Producent- Steris/Key Surgical




**Opaska silikonowa do identyfikacji narzędzi**  
odporna na temp. 134 °C, jednorazowego użytku

NR KAT.	DŁUGOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK.
IL.09246	60	Silikon	Naturalny	100 szt.
IL.09252	60	Silikon	Zielony	100 szt.
IL.09253	60	Silikon	Granatowy	100 szt.
IL.09254	60	Silikon	Żółty	100 szt.
IL.09255	60	Silikon	Czarny	100 szt.
IL.09256	60	Silikon	Czerwony	100 szt.
IL.09261	60	Silikon	Fioletowy	100 szt.



IL.09231	110	Silikon	Naturalny	100 szt.
IL.09235	110	Silikon	Czerwony	100 szt.
IL.09236	110	Silikon	Żółty	100 szt.
IL.09237	110	Silikon	Zielony	100 szt.
IL.09238	110	Silikon	Niebieski	100 szt.
IL.09369	110	Silikon	Fioletowy	100 szt.
IL.09370	110	Silikon	Czarny	100 szt.
IL.09373	110	Silikon	Naturalny	100 szt.
IL.09374	110	Silikon	Czerwony	100 szt.
IL.09375	110	Silikon	Żółty	100 szt.
IL.09376	110	Silikon	Zielony	100 szt.
IL.09377	110	Silikon	Granatowy	100 szt.
IL.09378	110	Silikon	Pomarańczowy	100 szt.
IL.09379	110	Silikon	Czarny	100 szt.




IL.09282	190	Silikon	Naturalny	100 szt.
IL.09283	190	Silikon	Czerwony	100 szt.
IL.09284	190	Silikon	Zielony	100 szt.
IL.09285	190	Silikon	Granatowy	100 szt.
IL.09286	190	Silikon	Żółty	100 szt.
IL.09381	190	Silikon	Pomarańczowy	100 szt.
IL.09382	190	Silikon	Czarny	100 szt.



IL.09239	210	Silikon	Czerwony	100 szt.
IL.09240	210	Silikon	Żółty	100 szt.
IL.09241	210	Silikon	Zielony	100 szt.
IL.09242	210	Silikon	Niebieski	100 szt.
IL.09371	210	Silikon	Fioletowy	100 szt.
IL.09372	210	Silikon	Czarny	100 szt.
IL.09586	210	Silikon	Naturalny	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Pasek silikonowy do wiązania zestawów, mocowania etykiet do tac i koszy lub identyfikacji narzędzi**

odporny na temp. 134 °C, jednorazowego użytku.

NR KAT.	DŁUGOŚĆ [mm]	KSZTAŁT	KOLOR	OPAK.
IL.09143	300	Płaskie	Niebieski	100 szt.
IL.09144	300	Płaskie	Żółty	100 szt.
IL.09161	500	Płaskie	Żółty	100 szt.
IL.09164	500	Płaskie	Szary	100 szt.
IL.09039	300	Płaskie	Zielony	100 szt.
IL.09139	500	Płaskie	Zielony	100 szt.
IL.09196	300	Płaskie	Fioletowy	100 szt.
IL.09288	500	Płaskie	Pomarańczowy	100 szt.
IL.09146	300	Płaskie	Czerwony	100 szt.
IL.09163	500	Płaskie	Czerwony	100 szt.
IL.09145	300	Płaskie	Czarny	100 szt.
IL.09010	∅3 x 700	Okrągłe	Brązowy	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Opaska do łączenia kabli**

NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	KOLOR	OPAK.
IL.09158	25	Biały	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Kółko mocujące wykonane z syntetycznego materiału**

odporne na temp. 134 °C, jednorazowego użytku

NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	KOLOR	OPAK.
IL.09418	wew. ∅ 10	Niebieski	100 szt.
IL.09419	wew. ∅ 10	Zielony	100 szt.
IL.09420	wew. ∅ 10	Biały	100 szt.
IL.09421	wew. ∅ 10	Czerwony	100 szt.
IL.09422	wew. ∅ 10	Żółty	100 szt.
IL.09423	wew. ∅ 10	Pomarańczowy	100 szt.
IL.09425	wew. ∅ 10	Czarny	100 szt.
IL.09426	wew. ∅ 10	Przezroczysty	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical




**Sprężynka do identyfikacji narzędzi wykonana z polipropylenu**

odporna na temp. 134 °C, jednorazowego użytku

NR KAT.	ŚREDNICA [mm]	KOLOR	OPAK.
IL.09640	∅ do 6	Granatowy	500 szt.
IL.09641	∅ do 6	Zielony	500 szt.
IL.09642	∅ do 6	Ciemnozielony	500 szt.
IL.09643	∅ do 6	Biały	500 szt.
IL.09645	∅ do 6	Czerwony	500 szt.
IL.09646	∅ do 6	Żółty	500 szt.
IL.09647	∅ do 6	Pomarańczowy	500 szt.
IL.09649	∅ do 6	Czarny	500 szt.
IL.09651	∅ do 6	Turkusowy	500 szt.


Producent- Steris/Key Surgical



**Taśma samoprzylepna do identyfikacji narzędzi**  
odpowiednia do sterylizacji parowej i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm]	KOLOR	OPAK.
IL.T-02-02	6,4 x 6350	Niebieski	1 rolka
IL.T-02-04	6,4 x 6350	Czerwony	1 rolka
IL.T-02-05	6,4 x 6350	Żółty	1 rolka
IL.T-02-03	6,4 x 6350	Zielony	1 rolka

Producent- Steris/Key Surgical



**Paski samoprzylepne do identyfikacji narzędzi**  
odpowiednie do sterylizacji parowej i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> jednorazowego użytku  
Arkusz zawiera:

231 pasków (6,35 mm x 25 mm)

44 paski (6,35 mm x 38 mm)

11 paków (6,35 mm x 51 mm)

11 pasków (6,35 mm x 127 mm)

NR KAT.	KOLOR	OPAK.
IL.T-120-01	Biały	1 arkusz
IL.T-120-02	Niebieski	1 arkusz
IL.T-120-03	Zielony	1 arkusz
IL.T-120-04	Czerwony	1 arkusz
IL.T-120-05	Żółty	1 arkusz
IL.T-120-06	Fioletowy	1 arkusz
IL.T-120-07	Pomarańczowy	1 arkusz
IL.T-120-08	Brązowy	1 arkusz
IL.T-120-09	Czarny	1 arkusz
IL.T-120-12	Szary	1 arkusz
IL.T-120-15	Lawendowy	1 arkusz
IL.T-120-14	Jasnoniebieski	1 arkusz
IL.T-120-13	Jasnozielony	1 arkusz
IL.T-120-11	Różowy	1 arkusz
IL.T-120-17	Śliwkowy	1 arkusz
IL.T-120-21	Miętowy	1 arkusz

Producent- Steris/Key Surgical



**Etykieta na rolce z perforacją wykonana z syntetycznego materiału**  
odrywana, odpowiednia do sterylizacji parowej

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPIS	KOLOR	OPAK.
IL.09691	160 x 19	Ø rdzenia 76 mm	Biały	5 000 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Etykieta z elastycznym zaczepem, wykonana z polipropylenu**  
odporna na temp. 134 °C, odpowiednia do myjni-dezynfektora

NR KAT.	DŁUGOŚĆ [mm]	POLE TEKSTOWE [mm]	KOLOR	OPAK.
IL.09679	200	40 x 30	Biały	100 szt.
IL.09681	200	40 x 30	Zielony	100 szt.
IL.09683	200	40 x 30	Żółty	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical

### Etykieta do endoskopów ze wskaźnikiem czasu

informuje o aktualnym statusie endoskopu, ułatwia komunikację pomiędzy operatorami, którzy używają ten sam endoskop w różnym czasie i w różnych miejscach



NR KAT.	OPIS	KOLOR	OPAK.
L.HTK-1H2	1-godzinny czas pracy Informuje ile jeszcze zostało czasu do poddania endoskopu końcowej procedurze mycia i dezynfekcji. Aktywuje się zaraz po skończeniu zabiegu lub po wstępnej dezynfekcji w procedurze przyłożkowej - na etykiecie znajduje się specjalne pole do zaznaczenia czy endoskop poddano wstępnej dezynfekcji. Aby aktywować wskaźnik wystarczy nacisnąć odpowiednie pole. Po aktywacji bezpieczny niebieski barwnik migruje wzdłuż okna wyświetlacza informując o upływie czasu od aktywacji. Proces mycia i dezynfekcji endoskopu w procedurze końcowej musi być wykonany w pierwszej godzinie po zabiegu	Żółty	100 szt.
L.HTK-7D2	7-dniowy czas pracy (wskaźnik 1, 3 i 7 dni) Wskazuje liczbę dni, które upłynęły od procesu dezynfekcji końcowej endoskopu. Aktywuje się ją po procesie dezynfekcji końcowej.	Zielony	100 szt.
L.HTK-12D	12-dniowy czas pracy (wskaźnik 1, 3, 5, 7, 10 i 12 dni) Wskazuje liczbę dni, które upłynęły od procesu dezynfekcji końcowej endoskopu. Aktywuje się ją po procesie dezynfekcji końcowej.	Niebieski	100 szt.

Producent- LTA Medical/Healthmark

### Etykieta przewlekana do tac sterylizacyjnych wykonana z syntetycznego materiału



NR KAT.	WYMIARY [mm]	KOLOR	OPAK.
Odpowiednia do sterylizacji parowej i EO			
IL.09634	160 x 35	Biały	250 szt.
IL.09637	160 x 35	Czerwony	250 szt.
IL.09636	160 x 35	Zielony	250 szt.
IL.09638	160 x 35	Żółty	250 szt.
IL.09676	160 x 35	Brązowy	250 szt.
IL.09635	160 x 35	Niebieski	250 szt.

Odporna na temp. 134 °C, odpowiednia do myjni-dezynfektora



IL.09264	236 x 50	Niebieski	250 szt.
IL.09267	236 x 50	Żółty	250 szt.
IL.09265	236 x 50	Zielony	250 szt.
IL.09269	236 x 50	Pomarańczowy	250 szt.
IL.09266	236 x 50	Czerwony	250 szt.
IL.09244	236 x 50	Biały	250 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka wykonane z syntetycznego materiału**  
odpowiednia do sterylizacji parowej i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADruk LASEROWY ZGODNOŚĆ Z P-TOUCH	KOLOR	OPAK.
<b>IL.01904</b>	90 x 33	TAK	Biały	100 szt.
<b>IL.01905</b>	90 x 33	TAK	Pomarańczowy	100 szt.
<b>IL.01912</b>	90 x 33	TAK	Czarny	100 szt.
<b>IL.01956</b>	90 x 33	TAK	Brązowy	100 szt.
<b>IL.01962</b>	90 x 33	TAK	Granatowy	100 szt.
<b>IL.01976</b>	90 x 33	TAK	Różowy	100 szt.
<b>IL.01977</b>	90 x 33	TAK	Fioletowy	100 szt.


Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka wykonana z syntetycznego materiału**  
odporna na temp. 134 °C

NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADruk LASEROWY ZGODNOŚĆ Z P-TOUCH	KOLOR	OPAK.
<b>IL.01421</b>	90 x 50	NIE	Jasnoszary	150 szt.
<b>IL.01422</b>	90 x 33	NIE	Jasnoszary	200 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka z klipsem wykonana z syntetycznego materiału**  
odpowiednia do sterylizacji parowej i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>


NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADruk LASEROWY, ZGODNOŚĆ Z P-TOUCH	KOLOR	OPAK.
<b>IL.01563</b>	30 x 30	TAK	Żółty	25 szt.
<b>IL.01913</b>	30 x 30	TAK	Biały	25 szt.
<b>IL.01914</b>	30 x 30	TAK	Czerwony	25 szt.
<b>IL.01915</b>	30 x 30	TAK	Zielony	25 szt.
<b>IL.01916</b>	30 x 30	TAK	Niebieski	25 szt.
<b>IL.01917</b>	30 x 30	TAK	Pomarańczowy	25 szt.
<b>IL.01919</b>	30 x 30	TAK	Ciemnobeżowy	25 szt.
<b>IL.01961</b>	30 x 30	TAK	Brązowy	25 szt.
<b>IL.01981</b>	30 x 30	TAK	Fioletowy	25 szt.



<b>IL.01561</b>	55 x 30	TAK	Żółty	25 szt.
<b>IL.01920</b>	55 x 30	TAK	Biały	25 szt.
<b>IL.01921</b>	55 x 30	TAK	Czerwony	25 szt.
<b>IL.01922</b>	55 x 30	TAK	Zielony	25 szt.
<b>IL.01923</b>	55 x 30	TAK	Niebieski	25 szt.
<b>IL.01924</b>	55 x 30	TAK	Pomarańczowy	25 szt.
<b>IL.01926</b>	55 x 30	TAK	Ciemnobeżowy	25 szt.
<b>IL.01965</b>	55 x 30	TAK	Granatowy	25 szt.
<b>IL.01982</b>	55 x 30	TAK	Liliowy	25 szt.
<b>IL.01983</b>	55 x 30	TAK	Fioletowy	25 szt.


Producent- Steris/Key Surgical





**Zawieszka z klipsem wykonana z syntetycznego materiału odpowiednia do sterylizacji parowej i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>**

NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADRUK LASEROWY, ZGODNOŚĆ Z P-TOUCH	KOLOR	OPAK.
IL.01562	70 x 30	TAK	Żółty	25 szt.
IL.01927	70 x 30	TAK	Biały	25 szt.
IL.01928	70 x 30	TAK	Czerwony	25 szt.
IL.01929	70 x 30	TAK	Zielony	25 szt.
IL.01930	70 x 30	TAK	Niebieski	25 szt.
IL.01931	70 x 30	TAK	Pomarańczowy	25 szt.
IL.01932	70 x 30	TAK	Czarny	25 szt.
IL.01933	70 x 30	TAK	Ciemnobeżowy	25 szt.
IL.01966	70 x 30	TAK	Granatowy	25 szt.
IL.01985	70 x 30	TAK	Fioletowy	25 szt.



IL.01564	90 x 30	TAK	Żółty	25 szt.
IL.01934	90 x 30	TAK	Biały	25 szt.
IL.01935	90 x 30	TAK	Czerwony	25 szt.
IL.01936	90 x 30	TAK	Zielony	25 szt.
IL.01937	90 x 30	TAK	Niebieski	25 szt.
IL.01938	90 x 30	TAK	Pomarańczowy	25 szt.
IL.01939	90 x 30	TAK	Czarny	25 szt.
IL.01940	90 x 30	TAK	Ciemnobeżowy	25 szt.
IL.01958	90 x 30	TAK	Brązowy	25 szt.
IL.01967	90 x 30	TAK	Granatowy	25 szt.


Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka wykonana z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym odporna na temp. 134 °C**

NR KAT.	WYMIARY [mm]	KOLOR	OPAK.
IL.TAG020	90 x 38	Czarny	100 szt.
IL.TAG018	90 x 38	Szary	100 szt.
IL.TAG016	90 x 38	Jasnoniebieski	100 szt.
IL.TAG026	90 x 38	Ciemnoniebieski	100 szt.
IL.TAG023	90 x 38	Turkusowy	100 szt.
IL.TAG017	90 x 38	Zielony	100 szt.
IL.TAG021	90 x 38	Limonkowy	100 szt.
IL.TAG013	90 x 38	Żółty	100 szt.
IL.TAG014	90 x 38	Pomarańczowy	100 szt.
IL.TAG015	90 x 38	Czerwony	100 szt.
IL.TAG012	90 x 38	Brązowy	100 szt.
IL.TAG011	90 x 38	Biały	100 szt.
IL.TAG019	90 x 38	Purpurowy	100 szt.
IL.TAG022	90 x 38	Różowy	100 szt.
IL.TAG024	90 x 38	Musztardowy	100 szt.
IL.TAG025	90 x 38	Ceglasty	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka wykonana z syntetycznego materiału, 2 otwory**  
 odpowiednia do sterylizacji parowej i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
 Może być stosowane z uchwytami IL.01548 i IL.01498

NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADruk LASEROWY ZGODNOŚĆ Z P-TOUCH	KOLOR	OPAK.
IL.01948	60 x 40	TAK	Biały	100 szt.
IL.01949	60 x 40	TAK	Czerwony	100 szt.
IL.01950	60 x 40	TYLKO LASEROWY	Zielony	100 szt.
IL.01969	60 x 40	TAK	Granatowy	100 szt.
IL.01951	60 x 40	TAK	Niebieski	100 szt.
IL.01952	60 x 40	TAK	Pomarańczowy	100 szt.
IL.01953	60 x 40	TAK	Czarny	100 szt.
IL.01954	60 x 40	TAK	Żółty	100 szt.
IL.01991	60 x 40	TAK	Fioletowy	100 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka z paskiem umożliwiającym zamocowanie w uchwycie IL.01497 lub w uchwycie kontenera**  
 wykonana z syntetycznego materiału, odporna na temp. do 134 °C

NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADruk LASEROWY ZGODNOŚĆ Z P-TOUCH	KOLOR	OPAK.
IL.01566	55 x 35	TAK	Biały	25 szt.
IL.01567	55 x 35	TAK	Czerwony	25 szt.
IL.01568	55 x 35	TYLKO LASEROWY	Zielony	25 szt.
IL.01569	55 x 35	TAK	Jasnoniebieski	25 szt.
IL.01570	55 x 35	TAK	Żółty	25 szt.
IL.01571	55 x 35	TAK	Pomarańczowy	25 szt.
IL.01573	55 x 35	TAK	Granatowy	25 szt.
IL.01576	55 x 35	TAK	Fioletowy	25 szt.



IL.01550	56 x 18	TAK	Biały	10 szt.
IL.01551	56 x 18	TAK	Czerwony	10 szt.
IL.01552	56 x 18	TYLKO LASEROWY	Zielony	10 szt.
IL.01553	56 x 18	TAK	Niebieski	10 szt.
IL.01554	56 x 18	TAK	Żółty	10 szt.
IL.01555	56 x 18	TAK	Pomarańczowy	10 szt.
IL.01556	56 x 18	TAK	Czarny	10 szt.
IL.01970	56 x 18	TAK	Granatowy	10 szt.
IL.01992	56 x 18	TAK	Różowy	10 szt.
IL.01993	56 x 18	TAK	Fioletowy	10 szt.



IL.02221	90 x 35	TAK	Biały	25 szt.
IL.02222	90 x 35	TAK	Czerwony	25 szt.
IL.02223	90 x 35	TYLKO LASEROWY	Zielony	25 szt.
IL.02225	90 x 35	TAK	Granatowy	25 szt.
IL.02226	90 x 35	TAK	Żółty	25 szt.

Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka wykonana z aluminium**  
do uchwytu IL.01497 lub do wąskich uchwytów kontenerów

NR KAT.	WYMIARY [mm]	NADRUK LASEROWY	KOLOR	OPAK.
<b>IL.28500</b>	50 x 18	TAK	Srebrny	25 szt.
<b>IL.28501</b>	50 x 18	TAK	Niebieski	25 szt.
<b>IL.28502</b>	50 x 18	TAK	Czerwony	25 szt.

Producent- Steris/Key Surgical

**Uchwyt na zawieszki do tac**



NR KAT.	WYMIARY [mm]	MATERIAŁ	OPAK.
<b>IL.01548</b>	60 x 40	Stal nierdzewna	25 szt.




<b>IL.01498</b>	60 x 40	Stal nierdzewna	25 szt.
-----------------	---------	-----------------	---------



<b>IL.01497</b>	50 x 20	Stal nierdzewna	25 szt.
-----------------	---------	-----------------	---------

Producent- Steris/Key Surgical



**Zawieszka wykonana ze stali nierdzewnej**



NR KAT.	WYMIARY [mm]	MATERIAŁ	OPIS	OPAK.
<b>IL.01444</b>	90 x 50	Stal nierdzewna		50 szt.
<b>IL.01445</b>	90 x 33	Stal nierdzewna		50 szt.



<b>IL.01452</b>	Ø 25	Stal nierdzewna	Otwór 4 x 9 mm	50 szt.
<b>IL.01453</b>	Ø 50	Stal nierdzewna	Otwór 4 x 9 mm	50 szt.



<b>IL.01588</b>	65 x 24	Stal nierdzewna	Otwór 6 x 10 mm	5 szt.
-----------------	---------	-----------------	-----------------	--------



<b>IL.01449</b>	90 x 30	Stal nierdzewna	Z klipsem	25 szt.
<b>IL.01454</b>	90 x 50	Stal nierdzewna	Z klipsem	25 szt.



<b>IL.01559</b>	55 x 30	Stal nierdzewna	Z klipsem	25 szt.
<b>IL.01493</b>	30 x 30	Stal nierdzewna	Z klipsem	25 szt.



<b>IL.01590</b>	70 x 35	Stal nierdzewna	Do ram podwójnych	25 szt.
-----------------	---------	-----------------	-------------------	---------



<b>IL.01520</b>	42 x 36	Stal nierdzewna	Do ram podwójnych	25 szt.
-----------------	---------	-----------------	-------------------	---------

Producent- Steris/Key Surgical

### Aksesoria do mocowania zawieszek i etykiet



NR KAT.	MATERIAŁ	OPIS	OPAK.
<b>IL.09097</b>	Silikon	Stoper, również do silikonowych narożników	100 szt.



<b>IL.TG-200</b>	Stal nierdzewna	Karabińczyk do zawieszek, dł. 40 mm	100
------------------	-----------------	-------------------------------------	-----



<b>IL.TG-100</b>	Stal nierdzewna	Kółko sprężyste, wew. fi 20 mm	100
------------------	-----------------	--------------------------------	-----

Producent- Steris/Key Surgical



### Markery do opisu opakowań

Specjalne markery do trwałego opisu pakietów, odporne na warunki wszystkich rodzajów sterylizacji oraz dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorach. Szybkoschnące, wodoodporne, odporne na działanie światła i czynniki atmosferyczne, żaroodporne, kwasoodporne, nieszkodliwe, o słabej woni.



KOLOR	NR KAT.	GRUBOŚĆ [mm]
czarny	<b>W.MAR 1B</b>	1,0
czarny	<b>W.MAR 0,75B</b>	0,75
czerwony	<b>W.MAR 0,75R</b>	0,75
niebieski	<b>W.MAR 0,75 BLUE</b>	0,75

Nie należy potrząsać markerami.

Należy trzymać nasadkę na markerze, gdy nie jest używany.

Napisy należy umieszczać od strony folii bądź na taśmach lub etykietach.




Producent – Wipak

## Ochroniacze na ostrza narzędzi

### Osłonki z wewnętrznymi wypustkami

jednorazowego użytku

podłużne wypustki wewnętrzne zapewniają szybkie odparowanie wilgoci i zapobiegają przyklejaniu się osłonek do narzędzi

	NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł. x wys.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
	L.10001	1,6 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10002	1,9 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10003	2,7 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10004	3,2 x 25	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10005	4,7 x 25	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10010	6,3 x 19	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
	L.10006	10,5 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10007	9,5 x 25 x 1,6	Płaskie	S	Przezroczysty	100
	L.10008	16 x 25 x 1,6	Płaskie	S	Przezroczysty	100
	L.10009	25 x 25 x 3,2	Płaskie	S	Przezroczysty	100

Producent- LTA Medical/Healthmark



	NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł.	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.3-16-08	15,9 x 25,4	Płaskie	S	Przezroczysty	100
B	IL.3-16-05	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
C	IL.3-16-06	10,3 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
D	IL.3-16-07	9,5 x 25,4	Płaskie	S	Przezroczysty	100
E	IL.3-16-09	25,4 x 25,4	Płaskie	S	Przezroczysty	100

Producent- Steris/Key Surgical



### Oslonki podwójne perforowane jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
<b>A</b> IL.3-06-01	1,6 x 19	Okrągłe, podwójne	S	Biały	50
<b>B</b> IL.3-06-02	2 x 20,3	Okrągłe, podwójne	S	Niebieski	50
<b>C</b> IL.3-06-03	2,8 x 20,8	Okrągłe, podwójne	S	Zielony	50
<b>D</b> IL.3-06-04	3,2 x 26,7	Okrągłe, podwójne	S	Czerwony	50
<b>E</b> IL.3-06-05	4,6 x 26,9	Okrągłe, podwójne	S	Żółty	50
<b>F</b> IL.3-06-07	9,53 x 26,4	Płaskie, podwójne	S	Pomarańczowy	50

Producent- Steris/Key Surgical



### Oslonki na ostrza narzędzi jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł. x wys.	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
<b>L.09-1-011</b>	1,5 x 19,1	Okrągłe	S	Biały	100
<b>L.09-1-012</b>	2 x 19,1	Okrągłe	S	Niebieski	100
<b>L.09-1-013</b>	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Zielony	100
<b>L.09-1-014</b>	3,3 x 25,4	Okrągłe	S	Czerwony	100
<b>L.09-1-015</b>	4,8 x 25,4	Okrągłe	S	Żółty	100
<b>L.09-1-016</b>	10,4 x 19,1	Okrągłe	S	Ciemnofioletowy	100
<b>L.09-1-017</b>	9,7 x 25,4 x 1,5	Płaskie	S	Pomarańczowy	100
<b>L.09-1-018</b>	16 x 25,4 x 2	Płaskie	S	Brązowy	100
<b>L.09-1-019</b>	25,4 x 25,4 x 3,3	Płaskie	S	Czarny	100
<b>L.09-2-011</b>	1,5 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-012</b>	2 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-013</b>	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-014</b>	3,3 x 25,4	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-015</b>	4,8 x 25,4	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-016</b>	10,4 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-017</b>	9,7 x 25,4 x 1,5	Płaskie	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-018</b>	16 x 25,4 x 2	Płaskie	S	Przeźroczysty	100
<b>L.09-2-019</b>	25,4 x 25,4 x 3,3	Płaskie	S	Przeźroczysty	100

Producent- LTA Medical/Healthmark



**Oslonki płaskie dla osteotomii**  
jedenorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] szer. x dł.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]	
<b>A</b>	<b>IL.3-04-11</b>	6,4 x 19,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>B</b>	<b>IL.3-08-11</b>	6,4 x 19,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Biały przezroczysty	100
<b>C</b>	<b>IL.3-08-12</b>	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Niebieski przezroczysty	100
<b>D</b>	<b>IL.3-04-07</b>	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>E</b>	<b>IL.3-08-07</b>	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Pomarańczowy przezroczysty	100
<b>F</b>	<b>IL.3-15-07</b>	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Pomarańczowy	100
<b>G</b>	<b>IL.3-08-13</b>	12,7 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Zielony	100
<b>H</b>	<b>IL.3-04-08</b>	15,9 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>I</b>	<b>IL.3-08-08</b>	15,9 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Brązowy przezroczysty	100
<b>J</b>	<b>IL.3-15-08</b>	15,9 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Brązowy	100
<b>K</b>	<b>IL.3-08-15</b>	17,8 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Żółty	100
<b>L</b>	<b>IL.3-04-15</b>	17,8 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>L</b>	<b>L.09-4-034</b>	19 x 25	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	50
<b>M</b>	<b>IL.3-04-09</b>	25,4 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>N</b>	<b>IL.3-08-09</b>	25,4 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Czarny przezroczysty	100
<b>O</b>	<b>IL.3-15-09</b>	25,4 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Czarny	100
<b>P</b>	<b>IL.3-04-17</b>	31,8 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>R</b>	<b>IL.3-08-17</b>	31,8 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Fioletowy przezroczysty	100
<b>S</b>	<b>IL.3-04-18</b>	38,1 x 38,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>T</b>	<b>IL.3-08-18</b>	38,1 x 38,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Czerwony	100
<b>U</b>	<b>IL.3-04-19</b>	44,5 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
<b>W</b>	<b>IL.3-08-19</b>	44,5 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Pomarańczowy	100

Producent- Steris/Key Surgical

Poz. L - LTA Medical/Healthmark



**Osłonki okrągłe**  
jednorazowego użytku

	NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø x długość	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
<b>A</b>	<b>IL.3-04-01</b>	1,6 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>B</b>	<b>IL.3-08-01</b>	1,6 x 19,1	Okrągłe	S	Biały przezroczysty	100
<b>C</b>	<b>IL.3-15-01</b>	1,6 x 19,1	Okrągłe	S	Biały	100
<b>E</b>	<b>IL.3-04-02</b>	2 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>F</b>	<b>IL.3-08-02</b>	2 x 19,1	Okrągłe	S	Niebieski przezroczysty	100
<b>G</b>	<b>IL.3-15-02</b>	2 x 19,1	Okrągłe	S	Niebieski	100
<b>H</b>	<b>IL.3-04-03</b>	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>I</b>	<b>IL.3-08-03</b>	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	100
<b>J</b>	<b>IL.3-15-03</b>	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Zielony	100
<b>K</b>	<b>IL.3-04-04</b>	3,2 x 25,4	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>L</b>	<b>IL.3-08-04</b>	3,2 x 25,4	Okrągłe	S	Czerwony przezroczysty	100
<b>M</b>	<b>IL.3-15-04</b>	3,2 x 25,4	Okrągłe	S	Czerwony	100
<b>N</b>	<b>IL.3-04-99</b>	4,7 x 38,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>O</b>	<b>IL.3-04-05</b>	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>P</b>	<b>IL.3-08-05</b>	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	100
<b>Q</b>	<b>IL.3-15-05</b>	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Żółty	100
<b>R</b>	<b>IL.3-04-06</b>	10,3 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
<b>S</b>	<b>IL.3-08-06</b>	10,3 x 19,1	Okrągłe	S	Fioletowy przezroczysty	100
<b>T</b>	<b>IL.3-07-03</b>	4,3 x 28,7	Okrągłe, dla narzędzi MIS	S	Zielony	50
<b>U</b>	<b>IL.3-07-05</b>	4,3 x 50,8	Okrągłe, dla narzędzi MIS	S	Żółty	50
<b>V</b>	<b>IL.01858</b>	5 x 43	Okrągłe, dla obturatorów	S	Przezroczysty	20
<b>W</b>	<b>IL.3-07-09</b>	9,1 x 66	Okrągłe, dla narzędzi MIS	S	Przezroczysty	50

Producent- Steris/Key Surgical





**Oslonki okrągłe stożkowe**  
jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] śr. x dł.	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]	
<b>A</b>	<b>IL.3-11-01</b>	1,5 – 3,3 x 38,1	Okrągłe	S	Biały przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-01</b>	2 – 3,1 x 50,8	Okrągłe	S	Biały przezroczysty	50
<b>B</b>	<b>IL.3-11-02</b>	2,5 – 4,3 x 38,1	Okrągłe	S	Niebieski przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-02</b>	2,5 – 4,9 x 50,8	Okrągłe	S	Niebieski przezroczysty	50
<b>C</b>	<b>IL.3-11-03</b>	3,5 – 5,3 x 38,1	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-03</b>	3,5 – 5,8 x 50,8	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
<b>D</b>	<b>IL.3-11-04</b>	4,5 – 6,2 x 38,1	Okrągłe	S	Czerwony przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-04</b>	4,5 – 6,9 x 50,8	Okrągłe	S	Czerwony przezroczysty	50
<b>E</b>	<b>IL.3-11-05</b>	6 – 7 x 38,1	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-05</b>	5,5 – 7,8 x 50,8	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50
<b>F</b>	<b>IL.3-11-06</b>	6,5 – 8,2 x 38,1	Okrągłe	S	Fioletowy przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-06</b>	6,5 – 8,9 x 50,8	Okrągłe	S	Fioletowy przezroczysty	50
<b>G</b>	<b>IL.3-11-07</b>	7,5 – 9,2 x 38,1	Okrągłe	S	Pomarańczowy przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-07</b>	7,5 – 9,8 x 50,8	Okrągłe	S	Pomarańczowy przezroczysty	50
<b>H</b>	<b>IL.3-11-08</b>	8,5 – 10,2 x 38,1	Okrągłe	S	Brązowy przezroczysty	50
<b>I</b>	<b>IL.3-11-09</b>	9,4 – 11,2 x 38,1	Okrągłe	S	Czarny przezroczysty	50
	<b>IL.3-12-09</b>	9,4 – 11,8 x 50,8	Okrągłe	S	Czarny przezroczysty	50
<b>J</b>	<b>IL.3-13-03</b>	13,4 – 14,7 x 38,1	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
	<b>IL.3-14-03</b>	13,4 – 15,2 x 50,8	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
<b>K</b>	<b>IL.3-13-05</b>	15,4 – 16,8 x 38,1	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50
	<b>IL.3-14-05</b>	15,4 – 17,2 x 50,8	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50

Producent- Steris/Key Surgical



### Oślonki dla rozwieraczy chirurgicznych jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]	
<b>A</b>	<b>IL.3-09-07</b>	21,6 x 20,3	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Niebieski przezroczysty	100
<b>B</b>	<b>IL.3-09-08</b>	25,4 x 25,4	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Różowy	100
<b>C</b>	<b>IL.3-09-09</b>	25,4 x 31,8	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Pomarańczowy	100
<b>D</b>	<b>IL.3-09-10</b>	25,4 x 44,5	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Zielony	100
<b>E</b>	<b>IL.3-09-03</b>	7,9 x 38,1	Dla rozwieraczy Gelpi	S	Przezroczysty	100
<b>F</b>	<b>IL.3-09-04</b>	7,9 x 50,8	Dla rozwieraczy Gelpi	S	Przezroczysty	100

Producent- Steris/Key Surgical

NR KAT.	WYMIARY / OPIS [mm]	OPAK. [szt.]
<b>G</b>	<b>L.CSW-03-2.0</b> Ø 6 x 70, osłonka siatkowa z polietylenu, osłonka zamknięta na jednym końcu, do użycia tylko w niskich temperaturach i sterylizacji plazmowej	100
<b>G</b>	<b>L.CSW-04-4.0</b> Ø 13 x 102, osłonka siatkowa z polietylenu w formie rękawa (otwarta na obu końcach), do użycia tylko w niskich temperaturach i sterylizacji plazmowej	100

Producent – LTA Medical/Healthmark



### Oślonki dla narzędzi chirurgii robotycznej (da Vinci) jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY NACIĘCIA [mm]	MATERIAŁ	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]	
<b>A</b>	<b>W.RIG SMALL /PPT-DV-01/</b>	15	Papierowe	S	400
	<b>W.RIG LARGE /PPT-DV-02/</b>	30	Papierowe	S	400
<b>B</b>	<b>L.IPC004</b>		Papierowe		100

Producent: poz. A- Healthmark/Wipak      poz.B- LTA Medical/Healthmark



A



B



C



D




E



F




G



H




I



**Jak użyć osłonek E do H:** Najpierw krótszą część zagiąć, a następnie przełożyć pod otworem w kształcie litery V. Dla wąskich narzędzi środki można zagiąć do wewnątrz, co zapobiegnie wysunięciu się narzędzia. Na końcu narzędzia są przepychane przez zrobione otwory jak pokazano na rys. 3.

### Oslonki papierowe / plastikowe jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY NACIĘCIA [mm]	WYMIARY [mm] szer. x dł.	OPIS / MATERIAŁ	OPAK. [szt.]	
A	IL.01455	32 x 120	Papierowe z foliową kieszonką	100	
B	IL.01457	40 x 160	Papierowe z foliową kieszonką	100	
C	IN.3FSZB730802	51 x 127	Papierowe z foliową kieszonką	100	
D	IN.3FSZB730804	90 x 168	Papierowe z foliową kieszonką	100	
E	IL.01477	55 max. szer. ostrza 50	75 x 225 dł. 140 po złożeniu	Plastikowe, przezroczyste	100
E	IL.01471	30 max. szer. ostrza 25	50 x 160 dł. 105 po złożeniu	Plastikowe, przezroczyste	1 000
G	IL.01476	15 max. szer. ostrza 10	25 x 90 dł. 60 po złożeniu	Plastikowe, przezroczyste	1 000
H	IL.01492	55 max. szer. ostrza 50	75 x 225 dł. 140 po złożeniu	Papierowe	100
H	IL.01469	30 max. szer. ostrza 25	50 x 160 dł. 105 po złożeniu	Papierowe	1 000
H	IL.01470	15 max. szer. ostrza 10	25 x 90 dł. 60 po złożeniu	Papierowe	1 000
I	L.PO-007C	Rozmiar 15	Plastikowe, przezroczyste	200	
I	L.PO-008C	Rozmiar 30	Plastikowe, przezroczyste	200	
Producent poz. A, B, E-H -Steris/Key Surgical		poz. C, D - Interster	poz. I - LTA Medical/Healthmark		



#### Ochroniacze z pianki poliuretanowej

do stosowania w sterylizacji parowej w temp. 132°C - 4 min. lub 135°C - 3 min. (maks. wydłużony czas to 30 min. w 135°C).  
jedenorazowego użytku

NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm] śr./ szer. x dł.	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
L.FP-1001	Kieszon z pianki	254 x 76	S, EO	50
L.FP-1002	Ochroniacz z pianki na końcówki narzędzi	38 x 40 x 25 (wys.)	S, EO	50
L.FP-1005	Ochroniacz z pianki na 12 narzędzi	533 x 340 x 318 (wys.)	S, EO	50
L.FP-4600	Piankowa wkładka w rolce do tac	2440 x 300	S, EO	3
L.FP-4800	Piankowa wkładka do tac	254 x 305	S, EO	50
L.FP-4880	Piankowa wkładka do tac	508 x 305	S, EO	25
L.FP-5200	Organizer wielokieszeniowy z paskiem na narzędzia	381 x 280	S, EO	10
L.FP-5500	Organizer wielokieszeniowy na narzędzia	432 x 330	S, EO	10
L.FP-6200	Kieszon z pianki do ochrony sztywnych endoskopów	508 x 51	S, EO	50
L.FP-6210	Kieszon z pianki do ochrony narzędzi - duża	178 x 102	S, EO	50
L.FP-6250	Kieszon z pianki do ochrony narzędzi - mała	178 x 51	S, EO	50
L.FP-6270	Piankowa osłona na przewód światłowodowy	254 x 229	S, EO	10

Producent – LTA Medical/Healthmark



A



B



E



C



D




F

**Ochroniacze z pianki PLASMA-CEL™**  
jednorazowego użytku

NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm] dł. x szer.	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
<b>A</b>	<b>L.PC-5200</b> Organizier wielokieszeniowy z paskiem na narzędzia	394 x 279	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10
<b>B</b>	<b>L.PC-4800</b> Wkładka do tac	254 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
	<b>L.PC-4850</b> Wkładka do tac	406 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	25
	<b>L.PC-4880</b> Wkładka do tac	508 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	25
<b>C</b>	<b>L.PC-4600</b> Wkładka w rolce do tac	1828 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	3
<b>D</b>	<b>L.PC-6210</b> Kieszka do ochrony narzędzi - duża	178 x 102	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
	<b>L.PC-6250</b> Kieszka do ochrony narzędzi - mała	191 x 53	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
<b>E</b>	<b>L.PC-5500</b> Organizier wielokieszeniowy na narzędzia	432 x 330	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10
<b>F</b>	<b>L.PC-6200</b> Kieszka do ochrony sztywnych endoskopów	501 x 51	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50





Producent – LTA Medical/Healthmark



## Plomby papierowe do kontenerów

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>IL.01003</b>	105 x 30	Szerokość zaczepu 3 mm, wskaźnik sterylizacji parowej, bez warstwy samoklejącej	1 000
<b>IL.02638</b>	105 x 30	Szerokość zaczepu 2 mm, wskaźnik sterylizacji parowej, bez warstwy klejącej	1 000
<b>IL.01015</b>	105 x 30	Szerokość zaczepu 3 mm, wskaźnik sterylizacji parowej, bez warstwy samoklejącej, kolor czerwony	1 000
<b>IL.01004</b>	117 x 38	Bez warstwy klejącej, z zakładką boczną, pole do dokumentacji, szerokość zaczepu 4 mm, wskaźnik sterylizacji parowej	500
<b>IL.01005</b>	117 x 38	Samoprzylepna, z zakładką boczną, pole do dokumentacji, szerokość zaczepu 4 mm, wskaźnik sterylizacji parowej	500
<b>IL.04120</b>	132 x 38	Bez warstwy klejącej, z zakładką boczną, pole do dokumentacji, szerokość zaczepu 4 mm, wskaźnik sterylizacji parowej	500
<b>IL.04179</b>	145 x 35 (70x30 +75)	Szerokość zaczepu 3 mm, pole do dokumentacji, samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej	750
<b>IL.01009</b>	35 x 74	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej, pole do dokumentacji, wkładana z lewej strony	1 000
<b>IL.04108</b>	35 x 74	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej, pole do dokumentacji, wkładana z lewej strony	1 000
<b>IL.01006</b>	35 x 74	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej, pole do dokumentacji, wkładana z prawej strony	1 000
<b>IL.01008</b>	35 x 74	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej, pole do dokumentacji, wkładana z prawej strony	1 000
<b>IL.04113</b>	35 x 80	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej, pole do dokumentacji, wkładana z prawej strony	1 000
<b>IL.04114</b>	35 x 74	Samoprzylepna, bez nadruków, pole do dokumentacji, wkładana z prawej strony	1 000
Producent- Steris/Key Surgical			

## Etykiety papierowe do kontenerów



NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>IL.01400</b>	35 x 80	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej (Aesculap)	1 000
<b>IL.04184</b>	35 x 80	Biała bez nadruku, bez wskaźnika, bez warstwy klejącej (Aesculap)	1 000
<b>IL.01135</b>	39,5 x 68	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej (Aesculap)	1 000
<b>IL.01136</b>	39,5 x 67	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej (Aesculap)	1 000
<b>IL.04000</b>	18 x 60	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej (Aesculap)	1 000
<b>IL.01116</b>	38 x 67	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej (Aesculap)	1 000
<b>IL.01139</b>	46 x 50	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej (Martin)	1 000
<b>IL.01120</b>	36 x 67	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej (Medicon)	1 000
<b>IL.01133</b>	40 x 59	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej (Wagner)	1 000
<b>IL.04067</b>	23 x 60	Samoprzylepna, wskaźnik sterylizacji parowej (Geuder)	1 000
<b>IL.04116</b>	39,5 x 55	Bez warstwy klejącej, wskaźnik sterylizacji parowej (CBM)	1 000
Producent- Steris/Key Surgical			



### Filtry papierowe do kontenerów Aesculap jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>IL.01140</b>	Ø 190	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, średnica otworu 6 mm	500
<b>IL.01141</b>	Ø 190	Bez wskaźnika, średnica otworu 6 mm	500
<b>IL.01148</b>	118 x 235	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	5 x 200
<b>IL.01186</b>	118 x 235	Bez wskaźnika	5 x 200
<b>IL.01317</b>	170 x 230	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	2 x 500
<b>IL.01153</b>	230 x 230	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	2 x 500
<b>IL.01142</b>	230 x 230	Bez wskaźnika	2 x 500

### Filtry papierowe do kontenerów Martin jednorazowego użytku


<b>IL.01158</b>	110 x 240	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, 2 okrągłe otwory	5 x 200
<b>IL.01143</b>	180 x 270	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, bez otworu	2 x 500
<b>IL.01321</b>	180 x 255	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, bez otworu	2 x 500

### Filtry papierowe do kontenerów Wagner jednorazowego użytku

<b>IL.01355</b>	Ø 190	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, średnica otworu 10 mm	2 x 500
<b>IL.01363</b>	245 x 400	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	2 x 500
<b>IL.01323</b>	96 x 212	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	4 x 250
<b>IL.01314</b>	145 x 205	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	10 x 100
<b>IL.01315</b>	240 x 240	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	4 x 250
<b>IL.01327</b>	240 x 540	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	10 x 100

Producent- Steris/Key Surgical





### Plomby plastikowe do kontenerów

NR KAT.	KOLOR	OPIS	OPAK. [szt.]
---------	-------	------	-----------------

#### Uniwersalna - długość zaczepu 19 mm

IL.01240	Niebieska		1 000
IL.01241	Zielona	Bez wskaźnika	1 000
IL.01242	Biała		1 000
IL.01246	Zielona		1 000
IL.01247	Biała	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
IL.01248	Czerwona		1 000

Producent- Steris/Key Surgical

#### Uniwersalna XL - długość zaczepu 27 mm

IL.01250	Niebieska		1 000
IL.01251	Zielona		1 000
IL.01252	Biała	Bez wskaźnika	1 000
IL.01254	Żółta		1 000
IL.02514	Fioletowa		1 000
IL.02515	Pomarańczowa		1 000
IL.01255	Niebieska		1 000
IL.01256	Zielona		1 000
IL.01257	Biała	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
IL.01258	Czerwona		1 000
IL.01259	Żółta		1 000

Producent- Steris/Key Surgical

#### Uniwersalna UNI (również do Aesculap i Wagner) - długość zaczepu 34 mm

IL.01025	Niebieska		1 000
IL.01026	Czerwona		1 000
IL.01027	Zielona	Bez wskaźnika	1 000
IL.01028	Żółta		1 000
IL.01029	Biała		1 000
IL.01220	Niebieska		1 000
IL.01221	Czerwona		1 000
IL.01233	Zielona	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
IL.01238	Żółta		1 000
IL.01239	Biała		1 000

Producent- Steris/Key Surgical

#### Uniwersalna SOLO - długość zaczepu 21 mm



IN.3FCZB460402	Niebieska		1 000
IN.3FCZB460404	Zielona	Bez wskaźnika	1 000
IN.3FCZB460408	Czerwona		1 000

Producent- Interster

#### Do kontenerów Martin

IL.01011	Biała	Bez wskaźnika	1 000
IL.01012	Biała	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000

Producent- Steris/Key Surgical



### Plomby plastikowe do kontenerów

NR KAT.	KOLOR	OPIS	OPAK. [szt.]
<b>A-W do Aesculap i Wagner - długość zaczepu 19 mm</b>			
IL.02623	Jasnoniebieska		1 000
IL.01020	Niebieska		1 000
IL.01021	Zielona		1 000
IL.01022	Biała	Bez wskaźnika	1 000
IL.01023	Czerwona		1 000
IL.01024	Żółta		1 000
IL.01234	Pomarańczowa		1 000
IL.01236	Fioletowa		1 000
IL.01228	Niebieska		1 000
IL.01229	Zielona		1 000
IL.01230	Biała		1 000
IL.01231	Czerwona	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
IL.01232	Żółta		1 000
IL.01235	Pomarańczowa		1 000
IL.01237	Fioletowa		1 000
Producent- Steris/Key Surgical			
<b>„AW” do Aesculap i Wagner - długość zaczepu 19 mm</b>			
IL.02612	Czerwona		1 000
IL.02613	Niebieska		1 000
IL.02614	Zielona	Bez wskaźnika	1 000
IL.02615	Żółta		1 000
IL.02661	Biała		1 000
IL.02662	Czarna		1 000
IL.02632	Czerwona		1 000
IL.02633	Niebieska		1 000
IL.02634	Zielona	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
IL.02635	Żółta		1 000
IL.02663	biała		1 000
Producent- Steris/Key Surgical			
<b>Plomba z ząbkowanym zaczepem- dł. 195 mm</b>			
IL.01204	Niebieska		1 000
IL.02643	Żółta		1 000
IL.01205	Niebieska	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
Producent- Steris/Key Surgical			
<b>Plomba przewlekana - długość 80 mm</b>			
IL.01014	Niebieska		1 000
IL.01216	Czerwona		1 000
IL.01217	Zielona	Bez wskaźnika	1 000
IL.01218	Żółta		1 000
IL.01219	Czarna		1 000
IL.01013	Niebieska		1 000
IL.01212	Czerwona	Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	1 000
IL.01214	Żółta		1 000
Producent- Interster			

## Środki ochrony osobistej



A



B



C



D

( kolor BIAŁY )

zdjęcia poglądowe

### Fartuchy

NR KAT.	ROZMIAR / DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	OPIS	OPAK.	
<b>A</b>	<b>INN.FAR-M</b>	Roz. M	Połączenie dwóch rodzajów tkanin, gramatura 110-120 g/m <sup>2</sup>	Niebieski, utrzymuje poziom barierowości do 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Przód i przedramiona wykonane z lekkiej tkaniny (99% poliester, 1% włókno węglowe) o podwyższonym poziomie nieprzemakalności, nitka węglowa zapewnia właściwości antystatyczne. Tył, górna część klatki piersiowej i ramiona wykonane z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o wysokim poziomie przepuszczalności powietrza – spełnia wymagania PN-EN 13795 pod względem uwalniania cząstek oraz parametrów wytrzymałościowych.	1 szt.
	<b>INN.FAR-L</b>	Roz. L			
	<b>INN.FAR-XL</b>	Roz. XL			
	<b>INN.FAR-XXL</b>	Roz. XXL			
	- wielorazowego użytku				
<b>B</b>	<b>IL.EN10120.0PLUS</b>	136 cm jednorazowego użytku	Wzmocniona powłoka na rękawach i przodzie, 36 g/m <sup>2</sup>	Żółty, niesterylny, rękawy z tkanego materiału, tył z oddychającej włókniny	100 szt.
<b>C</b>	<b>IL.09437</b>	Uniwersalny / 130 cm jednorazowego użytku	Polipropylen splecione włókna 72 g/m <sup>2</sup>	Niebieski, niesterylny, oddychający, wodoodporny, długie rękawy z elastycznym mankietem, zawiązywany w pasie	50 szt.
<b>D</b>	<b>FR.FARTUCH</b>	Roz. L / 74 x 150 cm jednorazowego użytku	Folia LDPE	Biały, wkładany przez głowę, zawiązywany w pasie	50 szt.

Producent- Steris/Key Surgical poz. B i C, poz. A i D produkty dostępne na rynku



A



B



C



D



E



F

### Dozowniki na rękawiczki jednorazowe

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPIS	
<b>A</b>	<b>GO.EX005450</b>	250 x 132 x 75	Pojedynczy, ze stali nierdzewnej, montowany do ściany
<b>B</b>	<b>IL.09200</b>	262 x 152 x 90	Pojedynczy, ze stali nierdzewnej, wolnostojący z możliwością montażu na ścianie
<b>C</b>	<b>IL.09202</b>	250 x 135 x 95	Pojedynczy, ze stali nierdzewnej, montowany do ściany
<b>D</b>	<b>IL.09204</b>	400 x 135 x 90	Pojedynczy na długie rękawiczki, ze stali nierdzewnej, montowany do ściany
<b>E</b>	<b>IL.09201</b>	258 x 392 x 96	Potrójny z identyfikacją rozmiarów, ze stali nierdzewnej, montowany do ściany
<b>F</b>	<b>IL.09205</b>	522 x 258 x 95	Poczwórny z identyfikacją rozmiarów, ze stali nierdzewnej, montowany do ściany - pomieści 4 opak. rękawiczek o max. wymiarach 255 x 130 x 93 mm każde

Producent: Key Surgical/Steris poz. B-F, GORT poz. A



A



B



C \*)

D \*)

\*) dostępność na zapytanie

### Rękawice

NR KAT.	ROZMIAR / DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	OPIS	OPAK.
A <b>IL.09263</b>	Uniwersalny / 37 cm	Silikon	Jasnoniebieskie, bez lateksu, odporne na temp. -60 °C do +260 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze	1 szt.
B <b>J.ROBF-9</b>	Roz. 9 / dł. części ochronnej przedramienia 28 cm	Bawełna	Odporne na temp. do +250 °C, zapewniają dobrą przepuszczalność powietrza, zręczność i komfort pracy, mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa, można prac w temp. do 30 °C.	1 para
B <b>J.ROBF-9 A</b>	Roz. 9 / dł. części ochronnej przedramienia 28 cm, szerszy mankiet	Bawełna		1 para
C <b>IL.09883</b>	Roz. L (8,5-9) / 52 cm	Nomex®	Czerwone, odporne na temp. -180 °C do +260 °C i czyszczenie w myjni dezynfektorze, dzianina nie kurczy się, nie topi, dobra odporność chemiczna	1 para
C <b>IL.09884</b>	Roz. XL (9,5-10) / 52 cm	Nomex®		1 para
D <b>IL.09886</b>	Roz. L (8,5-9) / 30 cm	Nomex®		1 para
D <b>IL.09887</b>	Roz. XL (9,5-10) / 30 cm	Nomex®		1 para

Producent- Steris/Key Surgical



A



B



C



D

### Rękawice

NR KAT.	ROZMIAR / DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	OPIS	OPAK.
A <b>IL.09031</b>	Roz. L (8,5-9) / 33 cm	Powłoka nitylowa, polarowa wyściółka	Szare, odporne na temp. do +180 °C, można prac w temp. do 60 °C, oddychające	1 para
A <b>IL.09034</b>	Roz. XL (9,5-10) / 33 cm			1 para
B <b>IL.09223</b>	Roz. L (8,5-9)	Włókna aramidowe	Szare, odporne na temp. do +100 °C, dobra absorpcja potu, dobra odporność mechaniczna, wysoka ochrona przed przecięciem, doskonały delikatny dotyk, wysoki komfort noszenia	1 para
B <b>IL.09224</b>	Roz. XL (9,5-10)			1 para
C <b>IL.09033</b>	Roz. S (6,5 -7)	Neopren, naturalny lateks, grubość 0,43 mm	Żółte, nie flokowane bawełną, doskonała kontrola chwytu i wycucia dotyku, dobra odporność chemiczna	12 par
C <b>IL.09032</b>	Roz. M (7,5-8)			12 par
C <b>IL.09030</b>	Roz. L (8,5-9)			12 par
D <b>IL.09472</b>	Roz. S (6,5-7) / 40 cm	Nityl	Niebieskie, bezpudrowe, bez lateksu, jednorazowego użytku	50 szt.
D <b>IL.09473</b>	Roz. M (7,5-8) / 40 cm			50 szt.
D <b>IL.09474</b>	Roz. L (8,5-9) / 40 cm			50 szt.
D <b>IL.09475</b>	Roz. XL (9,5-10) / 40 cm			50 szt.

Producent- Steris/Key Surgical




### Buty szpitalne MEDIRELAX

NR KAT.	KOLOR	OPIS	DOSTĘPNE ROZMIARY	OPAK.
L.RELAX-BL xx	Biały	Mogą być czyszczone w temp. do 50 °C.	od 36 do 46	1 para
L.RELAX-BC xx	Jasnoniebieski		od 36 do 46	1 para
L.RELAX-R xx	Czerwony		od 36 do 46	1 para
L.RELAX-VL xx	Jasnozielony		od 36 do 46	1 para
Producent- LTA Medical/Healthmark				



A



B

### Wieszaki na obuwie szpitalne

NR KAT.	WYMIARY [mm]	GŁĘBOKOŚĆ [mm]	POJEMNOŚĆ	OPIS	OPAK.	PRODUCENT
A L.P.S.0	500 x 600	215	9 par	stal nierdzewna	1 szt.	LTA Medical
A L.P.S.1	900 x 600	215	15 par	stal nierdzewna	1 szt.	LTA Medical
B GO.EXMED0155	wys. 406	186	6 par	stal nierdzewna	1 szt.	GORT
Producent : LTA Medical/Healthmark poz. A, GORT poz. B						



A



B



C



D



E

### Maski i osłony na twarz

NR KAT.	KOLOR	OPIS	OPAK.
A IL.09440	Biało-niebieski	Maska 3-warstwowa	50 szt.
B IL.09441	Biało-niebieski	Maska 3-warstwowa z plastikową osłoną na oczy	25 szt.
C KS.EN10152AF	Niebieski/przezroczysty	Przyłbica ochronna z gumką, wykonana z folii odpornej na zarysowania i ścieranie, z systemem anti-fog, nie odbija światła	1 szt.
D IL.09081	Żółty	Ramka do 2-częściowych okularów	10 szt.
D IL.09431	Różowy	Ramka do 2-częściowych okularów	10 szt.
D IL.09082	Przezroczysty	Plastikowe osłony do 2-częściowych okularów	25 szt.
E IL.09714	Biały	Osłony na twarz ClearVizor®, znakomita przejrzystość, brak zniekształceń pola widzenia, z systemem anti-fog, odporne na zarysowania, płyny i chemikalia, nie odbijają światła, Ramka i 10 plastikowych osłon na twarz	1+10 szt.
E IL.09715	Niebieski		1+10 szt.
E IL.09716	Przezroczysty		1+10 szt.
E IL.09717	Różowy		1+10 szt.
E IL.09718	Żółty		1+10 szt.
E IL.09719	Zielony		1+10 szt.
E IL.09726	Przezroczysty	Plastikowe osłony do ramek ClearVizor®	10 szt.
Producent- Steris/Key Surgical			



A



B



C

### Ocieplacze na szyję, stopery do uszu

NR KAT.	ROZMIAR	OPIS	OPAK.
<b>A</b> IL.09439	S	Ocieplacz na szyję, 100% bawełny, öko-tex standard	1 szt.
<b>A</b> IL.09403	M	Ocieplacz na szyję, 100% bawełny, öko-tex standard	1 szt.
<b>A</b> IL.09404	L	Ocieplacz na szyję, 100% bawełny, öko-tex standard	1 szt.
<b>B</b> IL.09433		Zatyczki do uszu na opasce	1 szt.
<b>C</b> IL.09434		Wymienne zatyczki do uszu	20 szt.

Producent- Steris/Key Surgical





Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa tel. +48 22 379 71 60 e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

STERIGAT 2024 (3) Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

**STERIGAT**